

Produktname	Werksfabrik - Direkt 5p -DIN bis SR bis 4.0 Elektroden -Elektroden -Snap 4 Bleidraht -EKG -Kabel hohe Qualität für PhysioDerrapie -Geräte
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapieinstrument
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder angepasst
Farbe	Schwarz, grau, weiß, schwarz und angepasst
Leitermaterial	Kupfer aus Dose
Paket	Individuell verpackt

Anwendung:

- **Krankenhausrehabilitationsabteilungen:** Bei Behandlungen im Krankenhaus Rehabilitation werden üblicherweise Geräte wie neuromuskuläre Stimulatoren und Elektrotherapiegeräte verwendet. Dieses Produkt verfügt über stabile Verbindungen und zuverlässige Übertragungen, die einen präzisen Betrieb der Geräte ermöglichen, die Ärzte "Behandlungspläne" und helfen den Patienten dabei, sich effizient zu erholen.
- **Professionelle Rehabilitationszentren:** Professionelle Rehabilitationszentren haben Patienten mit unterschiedlichen Bedürfnissen und müssen mehrere Physiotherapie -Geräte gleichzeitig verwenden. Die Multi -Elektrodenkonfiguration des Produkts kann mehrere Elektrodenpads gleichzeitig anschließen, wodurch komplexe Physiotherapiepläne erfüllt und die Serviceeffizienz und -qualität verbessert werden.
- **Schönheits- und Gesundheitsinstitutionen:** Im Schönheits- und Gesundheitsfeld funktionieren Geräte wie Thermaltherapiegeräte, indem sie den Hautzustand verbessern und die Durchblutung fördern. Die hochwertigen Materialien des Produkts gewährleisten eine sichere Verwendung, verhindern die laufende Leckage und bieten eine zuverlässige Verbindungslösung für Institutionen.
- **Haushaltsnutzer:** Haushaltskräfte verwenden Physiotherapiegeräte für die Selbstversorgung, z. B. die Müdigkeit der Muskeln. Das langlebige Schnittstellendesign des Produkts kann sich an den häufigen Stecker anpassen - und - ziehen Sie den Stecker, wodurch es jederzeit bequem verwendet wird und die Gesundheit der Familienmitglieder schützt.

Hauptmerkmale:

- **Stabile und langlebige Verbindungslösung:** The **Hochwertiger 5Pin Din** Die Grenzfläche wird integral durch hohe Stärkematerialien gebildet, die Aufprallfestigkeit und Verschleißfestigkeit aufweist. Es kann die Integrität der Schnittstelle auch unter häufigen Stecker und - Steckdarsteller und Kollisionen aufrechterhalten, um eine stabile Verbindung zu Physiotherapie -Geräten zu gewährleisten.
- **Flexible und adaptive Elektrodenkonfiguration:** Das Produkt ist mit 4 genau ausgestattet - Größe **4.0 weiblicher Elektroden -Snap**, die gut sind - an gemeinsame Elektrodenpads angepasst. Es kann mehrere Elektrodenpads gleichzeitig anschließen, um die Anforderungen an die Elektrodenmenge der vollständigen Körper- oder lokalen Physiotherapie zu erfüllen.
- **Hochwertiges Isoliermaterial: Isoliermaterial:** Mit hohen Isoliermaterialien mit hoher Qualität werden die Leiter eingewickelt. Diese Materialien haben ausgezeichnete Isoliereigenschaften, die Stromverlust effektiv verhindern und eine sichere Verwendung sicherstellen. Darüber hinaus verfügen sie über starke Anti -Alterungsfunktionen, die die Lebensdauer des Kabels verlängern können.
- **Ausgezeichnete Kabelflexibilität:** Die Außenhülle des Kabels besteht aus weichen Materialien und bietet hervorragende Flexibilität. In Kombination mit verschiedenen Physiotherapie -Geräten wie z. **Negative Elektrodenplatten**Das Kabel kann nach Belieben gebogen werden und erleichtert den Benutzern, jederzeit und überall flexibel zu arbeiten.









Zertifizierung und Konformität:

Dieses Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualitäts- und Sicherheitsniveau im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards für Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass Produkte im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
- **FDA zugelassen:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entspricht der EU -Regulierung der EU Medical Device (MDR), um Sicherheit und Wirksamkeit für den medizinischen Gebrauch zu gewährleisten.

Unternehmensinformationen. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, wenn wir sie auf Lager haben. Anpassende Proben erfordern Installationsgebühren. Vielen Dank, dass Sie uns nach Proben gefragt haben, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

F3: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?

Antwort: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 erhalten. USW

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. das Drucken unseres eigenen Logos oder das Ändern des Designs?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchem Versandservice werden Sie mein Produkt versenden?

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Dongguan City, Provinz Guangdong, China