

Produktname	Fabrik direkt anpassen 4 Pin Lemo Männlicher Stecker zum Pedalschalter Physiotherapie -Draht in Guangdong ISO9001 ISO13485 Cerfitized
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapieinstrument
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder angepasst
Farbe	Schwarz, grau, weiß, schwarz und angepasst
Leitermaterial	Kupfer aus Dose
Paket	Individuell verpackt

Anwendung:

- **Rehabilitation medizinische Institutionen:** Während des Rehabilitationstrainings können das medizinische Personal die Physiotherapieausrüstung durch den Pedalwechsel leicht kontrollieren, um Patienten mit Muskelkrafttraining, gemeinsamem Bewegungsausbildungsbereich usw. zu helfen und den Rehabilitationseffekt zu verbessern.
- **Home Care -Szenarien:** Es ist bequem für Heimnutzer, selbst zu operieren. Es kann für eine einfache Physiotherapie verwendet werden, z. B. Körperschmerzen und die Förderung der Durchblutung, die Verbesserung der Lebensqualität.
- **Fitnesszentren:** Es kann verwendet werden, um Fitnessgeräte wie Massagestühle, Dehnungsausrüstung usw. zu unterstützen, um den Benutzern ein bequemerer Betriebserlebnis zu bieten und die Funktionalität und Attraktivität der Geräte zu erhöhen.

Hauptmerkmale:

- **Stabile Verbindung:** Der [Hochwertiger 4 -Pin -Lemo -Anschluss](#) besteht aus hochwertigen Materialien. Das einzigartige Bajonett -Verriegelungssystem kann eine zuverlässige mechanische Verriegelung bieten. Es ist einfach und bequem zu bedienen, mit ausgezeichneten Anti -Verschleiß- und Anti -Korrosionseigenschaften. Es kann reibungslos eingesetzt und entfernt werden, häufiger Gebrauch standhalten und eine lange stabile Verbindung gewährleisten.
- **Hervorragende Signalübertragung:** Der Lemo -Stecker sorgt für eine stabile Signalübertragung, reduziert effektiv Signalstörungen und -verlust und garantiert die genaue Kontrolle der Physiotherapie -Geräte. Zusätzlich haben wir auch ähnliche Produkte wie z. [Kunststoff -Lemo -4 -Pin -Stecker zum 2,0 mm Elektrodenstift mit 3 Bleidraht](#)
- **Bequemer Betrieb:** Der Pedal Switch wurde nach Ergonomie mit komfortablen Berührungen und einfachem Betrieb entwickelt, wodurch die Ermüdung der Benutzer verringert wird.
- **Zuverlässige elektrische Leistung:** Der Pedalschalter verwendet hochwertige leitfähige Materialien im Inneren, um eine stabile elektrische Verbindung zu gewährleisten. Es hat eine starke Haltbarkeit und kann sich an lange Nutzung mit langfristiger und hoher Intensität anpassen.











Zertifizierung und Konformität:

Dieses Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualitäts- und Sicherheitsniveau im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards für Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass Produkte im Rahmen eines Soundqualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
- **FDA zugelassen:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entspricht der EU -Regulierung der EU Medical Device (MDR), um Sicherheit und Wirksamkeit für den medizinischen Gebrauch zu gewährleisten.

Unternehmensinformationen. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, wenn wir sie auf Lager haben. Anpassende Proben erfordern Installationsgebühren. Vielen Dank, dass Sie uns nach Proben gefragt haben, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

F3: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?

Antwort: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 erhalten. USW

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. das Drucken unseres eigenen Logos oder das Ändern des Designs?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchem Versandservice werden Sie mein Produkt versenden?

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Dongguan City, Provinz Guangdong, China