

1. Estilo del pin: orificio universal para pasador Tens de 2,0 mm.
 2. clip de oreja de electrodo de un solo lado con almohadilla de goma de silicona
 3. Valor de resistencia de la almohadilla de silicona: 50-150Ω
 4. Opciones de almohadilla de silicona: almohadilla gruesa/almohadilla delgada
 5. Aplicación: estos electrodos estimuladores de clip para oreja se utilizan para dispositivos TENS.
 6. Guía de uso: se vende por pares para usar
-

Términos comerciales: MANDO Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacidad de producción: 1000.000 unidades por mes

Pago: T/T, PayPal, Western Union

Tiempo de entrega: 3-7 días hábiles para realizar muestras. 10 a 15 días hábiles para la producción.

Embalaje: cajas de cartón estándar de exportación/cartones personalizados

Envío:

Por mar, por aire o por envío urgente (DHL/UPS/FEDEX)

Cantidad mínima de pedido: 500 unidades.

Lugar de origen: Dongguan, Guangzhou, China

Certificación:CE,FCC,ROHS,REACH,UKCA

Estos electrodos de clip para la oreja son imprescindibles para una estimulación de electroterapia craneal (CES) eficaz, al aplicarlos en diferentes puntos del oído humano, junto con el uso de un dispositivo de terapia TENS o microcorriente, para ayudar a tratar y reducir los síntomas de afecciones como (indicado por estudios de investigación publicados):

- Ansiedad,
- Depresión,
- Trastorno de estrés postraumático (TEPT),
- Cambios de humor,

- migrañas,
- Epilepsia,
- Tinnitus,
- Insomnio,
- latidos irregulares,
- gastroparesia,
- Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)
- fibromialgia,
- Dolor agudo y crónico,
- Otras condiciones neurológicas y psiquiátricas.

Los electrodos con clip para la oreja se colocan comúnmente en el lóbulo de la oreja, pero este estilo específico también es óptimo para colocarlos en el trago o en el cymba conchae de la oreja izquierda con fines de estimulación transcutánea del nervio vago (tVNS).

Cuenta con un electrodo de carbón de caucho conductor de 1/4" de diámetro en un extremo del clip, que se recomienda usar con un gel conductor, aerosol o agua, antes de aplicar el clip para la oreja, para garantizar la estimulación más efectiva y cómoda.


Diseño de resorte muy resistente y estable para ayudar a mantener el clip en su lugar en la oreja, en comparación con otros artículos similares en el mercado.

En el interior del clip hay una conexión estilo clavija hembra de 2 mm de diámetro, estándar de la industria, para una conectividad sencilla y compatibilidad con la mayoría de los cables y dispositivos de electroterapia.

Vendido por par (*Cantidad de 1 = 2 clips individuales*). Se requieren dos clips para completar un circuito en cualquier unidad TENS o Microcorriente.

Es importante señalar que tVNS es un área de investigación relativamente nueva y prometedora, y se necesitan más estudios para comprender completamente sus posibles beneficios y riesgos para estas y otras afecciones de salud. Como tal, tVNS sólo debe usarse bajo la supervisión de un proveedor de atención médica calificado.

Dibujo:



HEYMED Technology, un fabricante profesional de conjuntos de cables y arneses médicos personalizados, se estableció en 2016. Como fábrica con certificación ISO 13485, tenemos una sólida reputación en la producción de productos de alta calidad. [Conjuntos de cables personalizados](#), [Cables USB personalizados](#), Costumbre [Cables médicos de ECG](#) y mazos de cables para una amplia gama de industrias.

Nuestras fábricas en China nos permiten ofrecer cables de alta capacidad y baja capacidad para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes. Estamos orgullosos de nuestras diversas capacidades de fabricación, que nos permiten brindar soluciones personalizadas para cualquier cable industrial, cable original y cable de inyección personalizado de cualquier diseño. Calidad de los productos Heymed garantizada por más de 12 meses y cumplimiento y certificación RoHS y Reach.