

## Productparameters:

|                            |                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnaam                | Op maat gemaakte 2-in-1 stapelbare bananenstekkers naar DC5521 vrouwelijke Connectorkabel voor connectiviteit van medische apparaten |
| Connector                  | Banaanstekker en DC5521 vrouwelijke connector                                                                                        |
| Kabel lengte               | 30 cm of aangepast                                                                                                                   |
| Kleur kabel                | wit, grijs, zwart of aangepast                                                                                                       |
| Functie                    | TENS EMS transmissie/massager ECG/EKG/EEG/EMG-adapterkabel                                                                           |
| Minimale bestelhoeveelheid | 500 stuks                                                                                                                            |

## Functies:

- **Productnaam:** Op maat gemaakte 2-in-1 stapelbare bananenstekkers naar DC5521 vrouwelijke connectorkabel voor connectiviteit van medische apparaten
- **Eén-op-twee multifunctioneel ontwerp:** Uitbreiding van de aansluitflexibiliteit van apparatuur en voldoen aan de stroomvoorzieningsvereisten van verschillende modules van tweekanaals fysiologische monitoren.
- **Compatibiliteitsuitbreiding:** Compatibel met meerdere reguliere medische apparatuur, kan flexibel worden aangesloten op verschillende modellen detectoren en therapeutische apparaten, waardoor de aanpassingskosten van de apparatuur worden verlaagd.
- **Compacte structuur:** De algehele structuur is compact ontworpen. Op basis van het voldoen aan de elektrische prestatie-eisen minimaliseert het de bezette ruimte om de integratie in de smalle holtes van verschillende medische apparatuur te vergemakkelijken.
- **Kabelkleur:** zwart, wit, grijs of op maat
- **Pins schimmel injectie kleur:** Rood, Zwart
- **Heymed** Elektronica wordt veel toegepast in de medische wereld. Zijn [banaanstekkers kabel](#) en DC5521-connector medische kabels bieden betrouwbare verbindingen voor verschillende soorten apparatuur in operatiekamers, afdelingen, medisch onderzoek en andere scenario's.

## Gebruiksscenario's:


- **Revalidatiefysiotherapiecentrum:** Wordt gebruikt om verschillende fysiotherapieapparaten voor elektrische stimulatie aan te sluiten met elektrodepleisters om de stroom nauwkeurig over te dragen en de lichaamsfunctie te helpen herstellen.
- **Sportrevalidatieklinieken:** Gecombineerd met sportmonitoringapparatuur en revalidatietrainingsapparatuur om real-time feedback te geven op sportgegevens, waardoor coaches revalidatietrainingsplannen kunnen aanpassen op basis van de gegevens en de revalidatie-effecten kunnen verbeteren.
- **Scenario's voor thuisfysiotherapie:** Draagbare fysiotherapieapparatuur compatibel maken met huishoudelijke stroomvoorzieningen, waardoor patiënten thuis eenvoudige fysiotherapie kunnen uitvoeren volgens doktersvoorschrift.

## Productcertificering:

- **CE-certificering:** Onze ECG-kabel voldoet aan de essentiële eisen van de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen, waardoor de veiligheid en prestaties op de Europese markt worden gegarandeerd.
- **FDA-goedkeuring:** Het heeft goedkeuring van de FDA verkregen (indien van toepassing), wat aangeeft dat het voldoet aan de strenge normen van de Amerikaanse Food and Drug Administration voor medische hulpmiddelen. Dit maakt het geschikt voor gebruik in het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem.
- **RoHS-naleving:** De kabel voldoet aan de richtlijn Restriction of Hazardous Substances (RoHS). Het is vrij van schadelijke stoffen zoals lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB's) en polybroomdifenylethers (PBDE's), waardoor de milieuvriendelijkheid wordt gegarandeerd.

## Productfoto's:














**Bedrijfsinformatie. Overzicht**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



## **Veelgestelde vragen**

### **Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling starten voordat ik meer bestel?**

A: Uiteraard levert Heymed gratis monsters als we deze op voorraad hebben. Op maat gemaakte monsters vereisen installatiekosten. Bedankt dat u ons om monsters vraagt om onze kwaliteit te controleren.

### **Vraag 2: Welke betaalmethoden accepteert u?**

A: PayPal, T/T, bankoverschrijving, Western Union en L/C

### **Vraag 3: Hoe presteert uw fabriek op het gebied van kwaliteitscontrole?**

Antwoord: Kwaliteit staat voorop. De QC-afdeling met professionele experts op het gebied van kwaliteitsborging hecht van begin tot eind groot belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft de Rohs-, SGS-, CE-FCC-, ISO9001:2008-certificering verkregen. ENZ

### **Vraag 4: Fabriek? Ja! Kan ik de items die ik leuk vind aanpassen, zoals het afdrukken van ons eigen logo of het aanpassen van het ontwerp?**

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM-diensten. Neem voor meer informatie contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op.

### **Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruiken jullie om mijn product te verzenden?**

A: Onze levertijd bedraagt ongeveer 2-4 weken en we kunnen een garantie van 12 maanden vanaf levering bieden. We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klanten.

### **Vraag 6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?**

Antwoord: Natuurlijk. Wij zijn erg blij u te mogen verwelkomen in Dongguan en u onze werkplek te laten zien. Onze fabriek is gevestigd in de derde. Gebouw A, nr. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, provincie Guangdong, China