

1. Pin-stijl: 2,0 mm universeel tientallen-pingat
2. enkelzijdige elektrode-oorclip met siliconenrubberen kussentje
3. Siliconen padweerstandswaarde: 50-150Ω
4. Opties voor siliconenpads: dikke pad/slanke pad
5. Toepassing: deze oorclip-stimulatorelektroden worden gebruikt voor TENS-apparaten.
6. Gebruiksgids: verkocht per paar om te gebruiken

---

Handelsvoorwaarden: FOB Shenzhen / Guangzhou / Hongkong

Productiecapaciteit: 1000.000 stuks per maand

Betaling: T/T, PayPal, Western Union

Levertijd: 3-7 werkdagen voor het maken van monsters. 10 tot 15 werkdagen voor productie.

Verpakking: standaard exportdozen / aangepaste dozen

Verzenden:

Over zee, door de lucht of per expreslevering (DHL/UPS/FEDEX)

MOQ: 500 stuks

Plaats van herkomst: Dongguan, Guangzhou, China

Certificering: CE, FCC, ROHS, BEREIK, UKCA

---

Deze oorclipectroden zijn een must-have voor effectieve craniale elektrotherapiestimulatie (CES), door toepassing op verschillende punten van het menselijk oor, samen met het gebruik van een TENS- of microstroomtherapieapparaat, om de symptomen van aandoeningen als (aangegeven door gepubliceerde onderzoeken):

- Spanning,
- Depressie,
- Posttraumatische stressstoornis (PTSS),
- Stemningswisselingen,

- Migraine,
- Epilepsie,
- Tinnitus,
- Slapeloosheid,
- Onregelmatige hartslagen,
- Gastroparese,
- Inflammatoire darmziekte (IBD)
- fibromyalgie,
- Acute en chronische pijn,
- Andere neurologische en psychiatrische aandoeningen.

Oorclipelektroden worden gewoonlijk op de oorlel geplaatst, maar deze specifieke stijl is ook optimaal voor plaatsing op de tragus of cyma conchae van het linkeroor voor transcutane nervus vagusstimulatie (tVNS).

Beschikt over een geleidende rubberen koolstofelektrode met een diameter van 1/4 inch aan het ene uiteinde van de clip. Het wordt aanbevolen om deze te gebruiken met een geleidende gel, spray of water voordat u de oorclip aanbrengt, om de meest effectieve en comfortabele stimulatie te garanderen.

Zeer stevig en stabiel veerontwerp om de clip op zijn plaats op het oor te houden, vergeleken met andere soortgelijke items op de markt.


Binnenin de clip zelf bevindt zich een industriestandaard vrouwelijke pin-aansluiting met een diameter van 2 mm voor eenvoudige connectiviteit en compatibiliteit met de meeste elektrotherapie-elektrodedraden en -apparaten.

Verkocht per paar (*Aantal van 1 = 2 individuele clips*). Er zijn twee clips nodig om een circuit op elke TENS- of Microcurrent-eenheid te voltooien.

*Het is belangrijk op te merken dat tVNS een relatief nieuw en veelbelovend onderzoeksgebied is, en dat er meer studies nodig zijn om de potentiële voordelen en risico's ervan voor deze en andere gezondheidsproblemen volledig te begrijpen. Daarom mag tVNS alleen worden gebruikt onder toezicht van een gekwalificeerde zorgverlener.*

---

Tekening:



HEYMED Technology, een professionele fabrikant van op maat gemaakte medische kabels en harnessen, werd opgericht in 2016. Als ISO 13485-gecertificeerde fabriek hebben we een solide reputatie voor het produceren van producten van hoge kwaliteit [Aangepaste kabelassemblages](#), [Aangepaste USB-kabels](#), Aangepast [Medische ECG-kabels](#) en kabelbomen voor een breed scala aan industrieën.

Onze fabrieken in China stellen ons in staat hybride kabels met lage capaciteit, hybride kabels met hoge capaciteit en kabels met hoge capaciteit te leveren om aan de uiteenlopende behoeften van onze klanten te voldoen. We zijn trots op onze uiteenlopende productiemogelijkheden, waardoor we oplossingen op maat kunnen bieden voor elke industriële kabel, originele kabel en op maat gemaakte injectiekabel, elk ontwerp. Heymed-producten Kwaliteit gegarandeerd 12 maanden en RoHS- en Reach-compatibel en certificering.