

Nazwa produktu	Dostosowań wtyczka Hirose do 4 przewodów Elektrodowych 2,0 mm szpilka z kablem medycznym osłony Dongguan Elektroterapia producent kabli
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, instrument fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub dostosowane
kolor	Szary, biały, czarny i dostosowany
Materiał przewodnika	Cynna miedź
Pakiet	Indywidualnie pakowane

Wyprodukowane przez profesjonalnego dostawcę elektroterapii certyfikowanego ISO13485 i fabrykę w Dongguan w Chinach, ta spersonalizowana wtyczka Hirose do 4 leadów kabel medyczny 2,0 mm elektrody jest zaprojektowany pod kątem doskonałej przewodności sygnału i bezpieczeństwa pacjentów.

Złącze Hirose zapewnia niezawodne przywiązanie do urządzeń elektroterapii, podczas gdy każde ołowiu 2,0 mm jest chronione miękką silikonową osłoną klasy medycznej, aby zapewnić zarówno komfort, jak i izolację podczas zabiegów dziesiątki lub EMS. Biokompatybilna kurtka kablowa może być wykonana z TPU, PVC lub silikonu na podstawie potrzeb aplikacji. Na przykład nasz [Dostosowana plastikowa wtyczka Lemo do 4 przewodów 4.0 Elektrode żeński kabel krążący](#) Oferuje również wysokiej jakości łączność z wieloma potencjalnymi potencjalnymi aplikacjami do elektroterapii.

Idealny do dostosowywania OEM/ODM, kabel ten jest szeroko stosowany w fizykoterapii, rehabilitacji, leczeniu bólu i monitorowaniu neurologicznym. Jeśli „szukasz kompaktowej alternatywy, nasz [Wtyczka audio 3,5 mm do drutu ołowiu ołowiu ołkocznia 2,0 mm](#) Zapewnia niezawodne połączenie dla mniejszych urządzeń przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej integralności sygnału.

Pozwól naszemu zespołowi z Dongguan wesprzej następny projekt rozwiązań OEM/ODM i inżynierii ekspertów w zakresie kabli transmisji sygnałowej.





Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny