

Nazwa produktu	Fabryka - bezpośrednia 5P DIN do SR do 4.0 Elektrode snap elektrode 4 Kabel EKG ołowiu Wysoka jakość dla wyposażenia fizjoterapii
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, instrument fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub dostosowane
kolor	Czarny, szary, biały, czarny i dostosowany
Materiał przewodnika	Cynna miedź
Pakiet	Indywidualnie pakowane

Aplikacja:

- **Oddziały rehabilitacji szpitalnej:** W leczeniu rehabilitacji szpitalnej powszechnie stosuje się urządzenia takie jak stymulatory nerwowo -mięśniowe i urządzenia elektroterapii. Ten produkt ma stabilne połączenia i niezawodne transmisje, umożliwiając precyzyjne działanie urządzeń, zapewniając silne wsparcie dla planów leczenia lekarzy i pomaganie pacjentom w wydajnym wyzdrowieniu.
- **Profesjonalne centra rehabilitacyjne:** Profesjonalne centra rehabilitacyjne mają pacjentów o różnorodnych potrzebach i muszą jednocześnie stosować wiele urządzeń do fizjoterapii. Konfiguracja wielu elektrod produktu może jednocześnie łączyć wiele podkładek elektrod, spełniać złożone plany fizjoterapii i poprawić wydajność i jakość usług.
- **Instytucje piękna i zdrowia:** W dziedzinie piękna i zdrowia urządzenia takie jak urządzenia terapii działają poprzez poprawę stanu skóry i promowanie krążenia krwi. Materiały o wysokiej jakości produktu zapewniają bezpieczne wykorzystanie, zapobiegają bieżącym wyciekom i zapewniają niezawodne rozwiązanie połączenia dla instytucji.
- **Użytkownicy gospodarstw domowych:** Użytkownicy gospodarstw domowych używają urządzeń fizjoterapii do samodzielnej opieki zdrowotnej, takich jak łagodzenie zmęczenia mięśni. Trwały projekt interfejsu produktu może dostosować się do częstych operacji wtyczki i - odłączania, dzięki czemu wygodne jest użycie w dowolnym momencie i chroniąc zdrowie członków rodziny.

Główne funkcje:

- **Stabilne i trwałe rozwiązanie połączenia:** . [Wysokiej jakości 5pin din](#) Interfejs jest zintegralnie utworzony przez materiały o wysokiej wytrzymałości, zawierające odporność na uderzenie i odporność na zużycie. Może utrzymać integralność interfejsu nawet przy częstych operacjach i kolizjach w plug - i - odłączaniu, zapewniając stabilne połączenie ze sprzętem fizjoterapii.
- **Elastyczna i adaptacyjna konfiguracja elektrod:** Produkt jest wyposażony w 4 dokładnie rozmiar [4.0 Snap elektrody żeńskiej](#), które są dobrze - dostosowane do wspólnych podkładek elektrod. Może jednocześnie łączyć wiele podkładek elektrod, aby spełnić wymagania dotyczące ilości elektrody pełnej ciała lub lokalnej fizjoterapii.
- **Wysokiej jakości materiał izolacyjny:** Wysokiej jakości materiały izolacyjne są używane do owinięcia przewodów. Materiały te mają doskonałe właściwości izolacyjne, skutecznie zapobiegając wyciekom prądu i zapewnianie bezpiecznego wykorzystania. Ponadto mają silne możliwości przeciw starzeniu się, które mogą przedłużyć żywotność serwisową kabla.
- **Doskonała elastyczność kabla:** Zewnętrzna osłona kabla jest wykonana z miękkich materiałów, oferując doskonałą elastyczność. W połączeniu z różnymi urządzeniami fizjoterapii, takimi jak [ujemne płytki elektrody](#), Kabel może być wygięty w woli, ułatwiając użytkownikom elastyczne działanie w dowolnym miejscu i wszędzie.









Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny