

Nazwa produktu	Factory Direct Dostosuj 4 -pinowe wtyczka lemina samca do pedału Przełącznik Physioterapeutyczne drut w Guangdong ISO9001 ISO13485 CERFORITATION
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, instrument fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub dostosowane
kolor	Czarny, szary, biały, czarny i dostosowany
Materiał przewodnika	Cynna miedź
Pakiet	Indywidualnie pakowane

Aplikacja:

- **Rehabilitacja instytucje medyczne:** Podczas procesu szkolenia rehabilitacji personel medyczny może łatwo kontrolować sprzęt fizjoterapii za pośrednictwem przełącznika pedału, aby pomóc pacjentom z treningiem siły mięśni, wspólnego zakresu treningu ruchowego itp. Oraz poprawić efekt leczenia rehabilitacji.
- **Scenariusze opieki domowej:** Wygodne jest, aby użytkownicy domowi działali samodzielnie. Może być stosowany do prostej fizjoterapii, takiej jak łagodzenie bólu ciała i promowanie krążenia krwi, poprawa jakości życia.
- **Centra fitness:** Można go użyć do wspomagania sprzętu fitness, takich jak krzesła do masażu, sprzęt do rozciągania itp., Zapewniając użytkownikom wygodniejsze wrażenia z pracy oraz zwiększenie funkcjonalności i atrakcyjności sprzętu.

Główne funkcje:

- **Stabilne połączenie:** [Wysokiej jakości złącze Lemo 4 -Pin](#) jest wykonany z wysokiej jakości materiałów. Jego unikalny system blokowania bagnetu może zapewnić niezawodne mechaniczne blokowanie. Jest prosty i wygodny w obsłudze, z doskonałymi właściwościami anty -zużycia i anty -korozji. Można go wstawić i usuwać płynnie, wytrzymać częste użytkowanie i zapewnić długoterminowe stabilne połączenie.
- **Doskonała transmisja sygnału:** Złącze Lemo zapewnia stabilną transmisję sygnału, skutecznie zmniejsza zakłócenia i straty sygnału oraz gwarantuje precyzyjną kontrolę sprzętu fizjoterapii. Dodatkowo mamy również podobne produkty, takie jak [Plastikowe złącze Lemo 4pin do męskiego szpilki z elektrodą 2,0 mm z 3 przewodem ołowiu](#)
- **Wygodna operacja:** Przełącznik pedału został zaprojektowany według ergonomii, z wygodnym dotykiem i łatwym działaniem, zmniejszając zmęczenie użytkownika.
- **Niezawodna wydajność elektryczna:** Przełącznik pedału wykorzystuje wysokiej jakości materiały przewodzące w środku, aby zapewnić stabilne połączenie elektryczne. Ma silną trwałość i może dostosować się do długoterminowego i wysokiej intensywności.












Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Związek Western i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny