

|                      |                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu       | Fabrycznie bezpośredni wysokiej jakości db25 zmontowany samiec do elektrody 4,0 mm snap 20 -letne kable rozdzielające druty ołowiowe do wyposażenia fizjoterapii w Chinach |
| aplikacja            | Maszyna stymulacyjna, instrument fizykoterapii                                                                                                                             |
| długość              | 10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub dostosowane                                                                                                                                |
| kolor                | Czarny, szary, biały, czarny i dostosowany                                                                                                                                 |
| Materiał przewodnika | Cynna miedź                                                                                                                                                                |
| Pakiet               | Indywidualnie pakowane                                                                                                                                                     |

#### Aplikacja:

- **Oddziały rehabilitacji szpitalnej:** Jest stosowany w różnych urządzeniach do leczenia rehabilitacji, aby pomóc pacjentom w stymulacji mięśni, przywracaniu funkcji nerwów i innych zabiegach.
- **Profesjonalne centra fizjoterapii:** Zapewnij wygodne rozwiązania do połączenia sprzętu dla fizjoterapeutów i wspieraj różne projekty fizjoterapeutyczne, takie jak elektro -akupunktura, elektro -wspomagana terapia Tuina, itp.
- **Opieka domowa:** Ułatwiał użytkownikom domowym, aby samodzielnie przeprowadzać prostą fizjoterapię i opiekę zdrowotną, takie jak łagodzenie bólu mięśni i promowanie krążenia krwi.
- **Instytucje badawcze:** Jako drut łączący sprzęt eksperymentalny jest używany do gromadzenia i analizy sygnałów bio -elektrycznych w badaniach medycznych.

#### Główne funkcje:

- **Doskonała wydajność połączenia:** **Złącze męskie DB25 zmontowane** jest wytrzymały i trwały, z długą wtyczką - i - odłączającą żywotność. Zapewnia stabilne połączenia elektryczne i skutecznie zmniejsza przerwy transmisji sygnału.
- **Precyzyjna adaptacja elektrod:** . **4,0 elektrody żeńskie snap** Ma precyzyjne wymiary, mocno pasuje do elektrody, ma niską odporność kontaktową i może skutecznie przenosić słabe sygnały elektryczne, aby zapewnić efekt fizjoterapii.
- **Elastyczna konstrukcja wielu portów:** Unikalna konstrukcja od 1 do - 20 pozwala na jednoczesne połączenie wielu elektrod, zaspokajanie potrzeb fizjoterapii różnych części ciała i znacznie poprawiając wydajność leczenia.
- **Wykonane z wysokiej jakości materiałów:** Zastosowane są wysokiej jakości materiały izolacyjne i przewodniki, z silnymi możliwościami anty -interferencyjnymi, odpornością na zużycie, korozję - oporność i zdolność adaptacyjną do złożonych środowisk użytkowania.














### Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

### Informacje o firmie. Przegląd



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



# FAQ

**P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?**

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

**P2: Jakie metody płatności akceptujesz?**

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

**P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?**

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

**P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?**

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

**P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?**

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

**P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?**

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny