

Nazwa produktu	Fabryka Made DC3.5 Męska wtyczka 2 w 1 pierścień - Zakończony fizjoterapia producent drutu ołowiu ISO13485 Certyfikowane producent kabli
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, instrument fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub dostosowane
kolor	Czarny, szary, biały, czarny i dostosowany
Materiał przewodnika	Cynna miedź
Pakiet	Indywidualnie pakowane

Scenariusze aplikacji

- Elektroterapia bólu mięśni: w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych przewody te są integralną częścią maszyn elektroterapii. Podczas leczenia pacjentów z bólem mięśni DC3.5 One - do - Dwa pierścieniowe przewody zakończone pierścieniem łączą urządzenie elektroterapii z elektrodami umieszczonymi na dotkniętym obszarze. Umożliwia to dostarczanie precyzyjnie kontrolowanych impulsów elektrycznych, które pomagają łagodzić ból i promować rozluźnienie mięśni.
- Dziesiątki dla uszkodzenia nerwów: u pacjentów z uszkodzeniem nerwów przewody są stosowane z dziesiątkami (przezskórna stymulacja nerwu elektrycznego). Druty miedziane o wysokiej stopniu zapewniają stabilną transmisję sygnałów elektrycznych w celu stymulowania nerwów. Ta stymulacja może potencjalnie pomóc w regeneracji nerwów i zmniejszyć ból neuropatyczny, zapewniając ulgę i poprawiając jakość życia pacjenta.
- Leczenie zaburzeń stawów: W przypadkach zaburzeń stawów, takich jak zapalenie stawów, przewody łączą sprzęt fizjoterapii, który zapewnia stymulację elektryczną do stawów. Stabilne połączenie utrzymywane przez złącza zakończone pierścieniem pozwala na skuteczne leczenie, poprawę mobilności stawów, zmniejszenie stanu zapalnego i zwiększenie ogólnej studni - będąc pacjentami.

Główne funkcje:

- Unikalny projekt złącza: The the [Kabel złącza DC3.5](#) są zaprojektowane w celu dopasowania do standardowych portów wyposażenia fizjoterapii, gwarantując stabilny kontakt elektryczny. Załączony [Pierścień - kończy drut ołowiu](#). Wykonane z solidnego i odpornego na korozję metalu, mają gładkie wykończenie, które nie tylko zapobiega zarysowaniom na urządzeniu, ale także umożliwia szybkie i łatwe mocowanie, utrzymując bezpieczne połączenie nawet podczas ruchu pacjenta.
- Wysokiej jakości materiał kablowy: Druty są wykonane z miedzi o wysokiej jakości, która oferuje doskonałą przewodność elektryczną. Zapewnia to stabilne i wydajne przenoszenie sygnałów elektrycznych w procesie fizjoterapii, maksymalizując efekt leczenia.
- Jedna - do - Dwie funkcja podziału: One - do - Dwie konstrukcja pozwala na jednoczesne połączenie z dwoma różnymi częściami korpusu lub dwóch osobnych elektrod na jednym urządzeniu. Ta funkcja zwiększa wszechstronność leczenia fizjoterapii, takiej jak nasz [Audio 3,5 mm do 4,0 mm żeńskich kabli Snap](#)



.



Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny