

Nazwa produktu	ISO13485 Hurtownia fabryczna 3P Metal Lemo Męczyzna do 4,0 Elektrode Kobieta Snap Fizjoterapia Drut ołowiowy dla maszyny Elektrody Tens
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, instrument fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub dostosowane
kolor	Czarny, szary, biały, czarny i dostosowany
Materiał przewodnika	Cynna miedź
Pakiet	Indywidualnie pakowane

Scenariusze celu i aplikacji

- **Oddziały fizjoterapii szpitalnej:** Powszechnie stosowane w profesjonalnych warunkach medycznych dla pacjentów poddawanych rehabilitacji po operacji, leczeniu urazów sportowych lub zarządzania przewlekłym bólem.
- **Centra rehabilitacyjne:** Niezbędne do świadczenia skutecznych usług fizjoterapii dla klientów wracających do siebie po udarach, urazach rdzenia kręgowego i innych niepełnosprawności fizycznej.
- **Fizjoterapia oparta na domu:** Wygodne dla pacjentów, którzy wolą otrzymywać leczenie fizjoterapii w domu pod kierunkiem opieki zdrowotnej.

Główne funkcje:

- **3P Metal Lemo Male Connector:** . [3 -pinowy metalowy kabel złącza Lemo](#) jest bardzo trwały i odporna na korozję. Jego metalowa konstrukcja zapewnia bezpieczne i stabilne połączenie, minimalizując ryzyko utraty sygnału. Precyzyjne piny zaprojektowane są tak, aby dopasowały się do kompatybilnych gniazd, zapewniając niezawodne połączenie elektryczne.
- **4,0 elektrody żeńskie snap:** . [4,0 Elektrody żeńskie kabel krążkowy](#) jest zaprojektowany dla łatwego mocowania i odłączania elektrod. Ma solidny mechanizm blokujący, który utrzymuje mocno elektrody podczas leczenia, zapobiegając przypadkowemu odłączeniu. Klucz wykonany jest z wysokiej jakości plastiku, który jest zarówno lekki, jak i odporny na zużycie.
- **1 - do - 2 Projekt podziału:** Unikalna konstrukcja podziału jednego - do - pozwala na jednoczesne połączenie dwóch elektrod z pojedynczym źródłem, zwiększając wydajność obróbki. [Takie jak złącza Lemo Redel 6pin do magnetycznego przewodu ołowiu elektrody snap](#). Ten projekt jest szczególnie przydatny w leczeniu większych obszarów ciała lub do wykonywania obustronnych zabiegów.





Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny