

1. Styl szpilki: uniwersalny otwór na szpilkę dziesiątek 2,0 mm
 2. Jednostronny klips na ucho z elektrodą i podkładką z gumy silikonowej
 3. Wartość rezystora podkładki silikonowej: 50-150 Ω
 4. Opcje podkładek silikonowych: gruba podkładka/cienka podkładka
 5. Zastosowanie: Te elektrody stymulacyjne z klipsem na ucho są używane w urządzeniach TENS.
 6. Przewodnik użytkowania: sprzedawane parami
-

Warunki handlowe: FOB Shenzhen / Guangzhou / Hongkong

Zdolność produkcyjna: 1000 000 sztuk miesięcznie

Płatność: T/T, PayPal, Western Union

Czas dostawy: 3-7 dni roboczych na wykonanie próbki. 10 do 15 dni roboczych na produkcję.

Pakowanie: standardowe kartony eksportowe / kartony niestandardowe

Wysyłka:

Drogą morską, lotniczą lub przesyłką ekspresową (DHL/UPS/FEDEX)

MOQ: 500szt

Miejsce pochodzenia: Dongguan, Guangzhou, Chiny

Certyfikacja: CE, FCC, ROHS, REACH, UKCA

Te elektrody z klipsami do uszu są niezbędne do skutecznej stymulacji elektroterapii czaszkowej (CES) poprzez przyłożenie ich do różnych punktów ludzkiego ucha wraz z użyciem urządzenia do terapii TENS lub mikroprądami, aby pomóc w leczeniu i łagodzeniu objawów takich schorzeń jak (wskazane w opublikowanych badaniach):

- Lęk,
- Depresja,
- Zespół stresu pourazowego (PTSD),
- Wahania nastroju,

- migreny,
- Padaczka,
- szum w uszach,
- Bezsenność,
- nieregularne bicie serca,
- gastropareza,
- Choroba zapalna jelit (IBD)
- Fibromialgia,
- Ból ostry i przewlekły,
- Inne schorzenia neurologiczne i psychiatryczne.

Elektrody z klipsem do ucha są zwykle umieszczane na płatku ucha, ale ten specyficzny typ jest również optymalny do umieszczenia na małżowinie ucha lewego w celu przezskórnej stymulacji nerwu błędnego (tVNS).

Zawiera jedną przewodzącą gumową elektrodę węglową o średnicy 1/4 cala na jednym końcu klipsa, której zaleca się używać z przewodzącym żelem, sprayem lub wodą przed założeniem klipsa do ucha, aby zapewnić najbardziej efektywną i wygodną stymulację.


Bardzo solidna i stabilna konstrukcja sprężyny, która pomaga utrzymać klips na miejscu na uchu w porównaniu z innymi podobnymi produktami dostępnymi na rynku.

Wewnątrz samego klipsa znajduje się standardowe w branży złącze żeńskie o średnicy 2 mm, zapewniające prostą łączność i kompatybilność z większością przewodów i urządzeń do elektroterapii.

Sprzedawane za parę (*Ilość 1 = 2 pojedyncze klipsy*). Do zamknięcia obwodu w dowolnym urządzeniu TENS lub mikroprądowym potrzebne są dwa zaciski.

Należy zauważyć, że tVNS to stosunkowo nowy i obiecujący obszar badań i potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć jego potencjalne korzyści i ryzyko dla tych i innych schorzeń. W związku z tym tVNS powinien być używany wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.

Rysunek:



Firma HEYMED Technology, profesjonalny producent niestandardowych zespołów kabli i wiązek przewodów medycznych, została założona w 2016 roku. Jako fabryka posiadająca certyfikat ISO 13485, cieszymy się solidną reputacją producenta wysokiej jakości produktów [Niestandardowe zespoły kabli](#), [Niestandardowe kable USB](#), Zwyczaj [Medyczne kable EKG](#) i wiązki przewodów dla szerokiej gamy gałęzi przemysłu.

Nasze fabryki w Chinach umożliwiają nam dostarczanie kabli hybrydowych o dużej pojemności i kabli o dużej pojemności, aby sprostać różnorodnym potrzebom naszych klientów. Jesteśmy dumni z naszych różnorodnych możliwości produkcyjnych, które pozwalają nam dostarczać niestandardowe rozwiązania dla dowolnego kabla przemysłowego, kabla oryginalnego i niestandardowego kabla wtryskowego dowolnego projektu. Jakość produktów Heymed gwarantowana przez ponad 12 miesięcy oraz zgodność z dyrektywą RoHS i zasięg oraz certyfikat.