

付款方式FOB

最低起订量1,000,000

付款方式T/TPaypal

交货期

交货期3-7天

认证ULCEROHSFCCUKCA

物流方式FedexDHLUPS

包装数量500PCS

标题

产品描述 5 米长 4.0mm ECG 电极 5 个 蓝色 电极

关键词

- 5 米长 ECG 电极
- 蓝色 电极
- 4.0mm 电极
- TENS 电极
- 电极

产品描述 5 米长 4.0mm ECG 电极 5 个 蓝色 电极

关键词

- 4.0 米 ECG 电极 5 个
- 5 米
- 50cm 电极
- 电极



Heymed Technology 係係係係係係係係係係係係係係係係Heymed 係係係係係係係係係係係係係係係係

係係係係 12 係係係係 RoHS 係 Reach 係係係係

係係係係I S O 13485係係係係係係係係I S O 9 0 0 1係係係係係係I S O 1 4 0 0 1係係係係係係係係UL係CQC係CE係SGS係係
係

係係係

Q1: 係係係係係係係係係

係: 係係係係係係Heymed 係係係係係係係係係係係係係係係係

Q2: 係係係係係係

Q: PayPal/T/T

Q3:

Q: QC RoHS SGS CE FCC ISO9001:2008 ETC

Q4:

A: 100 OEM/ODM

Q5:

Q: 2-4 12 DHL Fedex UPS TNT EMS

Q6: