

FOB

1,000,000

T/T Paypal

3-7 15-20

UL CE ROHS FCC UKCA

Fedex DHL UPS

500PCS

2 3.5mm 4.0mm 6.35mm 2 6.35mm

- 6.35mm
- 
- 3.5 4.0
- TENS
- 

- 3.5mm 4.0mm 2 6.35mm
- 2
- 120cm
- 

Heymed 5 3.5mm







Heymed Technology 醫用導線 Heymed 醫用導線

符合 12 個月 RoHS 及 Reach 標準

符合 ISO 13485 醫用標準 ISO 9001 品質管理 ISO 14001 環境管理 UL, CQC, CE, SGS 認證

Q1:

Q1: 醫用導線

Q1: 醫用導線 Heymed 醫用導線

Q2: 醫用導線

Q: PayPal/T/T

Q3:

QC RoHS SGS CE FCC ISO9001:2008 ETC

Q4:

A: 100 OEM/ODM

Q5:

2-4 12 DHL Fedex UPS TNT EMS

Q6: