

規格	4ピン2.0mm
材質	
長さ	10mm20mm50mm100mm
色	
仕様	
備考	
その他	

Hirose規格ISO13485Hirose42.0mm

Hirose2.0mmEMS
TPUPVC Lemo4 4.0

OEM/ODM 3.52.0mm

OEM/ODM





概要

本製品は、医療機器として承認されています。

- **ISO 13485** 認証取得済み
- **ISO 9001** 認証取得済み
- **FDA** 承認済み
- **CE MDR** 認証取得済み

仕様



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

□ □ □ □

Q1

Heymed

Q2

PayPal T/T L/C

3

□□□□□□□□□□□□□□QC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ROHS□SGS□CE FCC□ISO9001□2008□□□ ETC

4

100 OEM/ODM

5

□□□□□□□□2-4□□□□□□□□12□□□□□□□□□□DHL□FedEx□UPS□TNT□EMS□□□□□□

0060000000000000

Dongguan A Building A8Shebei

□Kangyang 1st Street□Shebei□