

品名	OPEN ECGケーブル4.0 ISO9001 ISO13485 FDA
仕様	
長さ	10m 20m 50m 100m
材質	
規格	
備考	

特徴

- OPEN ECG - 4.0規格に準拠したケーブル - ISO9001 ISO13485 FDA
- 長さ - 10m 20m 50m 100m ECGケーブル 4.0規格に準拠したケーブル
- 材質 - 高品質なケーブル材料を使用したケーブル - 4.0規格に準拠したケーブル

仕様

- OPEN 4.0規格に準拠したケーブル - 長さ - 10m 20m 50m 100m
- ECGケーブル 4.0規格に準拠したケーブル
- 材質 - 高品質なケーブル材料を使用したケーブル - 4.0規格に準拠したケーブル







## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

