

FOB

1,000,000

T/T Paypal

3-7 15-20

UL CE ROHS FCC UKCA

Fedex DHL UPS

500PCS

### USB C 4.0 ECG

USB C 4.0mm 3.5

- USB C
- 4.0mm
- 
- 
- 

- USB C 4.0mm
- tpu
- 0.9m
- 
- 

- 
- 

ECG



---

Heymed Technology 醫康醫療器材有限公司 Heymed 醫康醫療器材有限公司

醫康醫療器材有限公司 12 醫康醫療器材有限公司 RoHS 醫康醫療器材有限公司 Reach 醫康醫療器材有限公司

醫康醫療器材有限公司 S O 13485 醫康醫療器材有限公司 S O 9 0 0 1 醫康醫療器材有限公司 S O 1 4 0 0 1 醫康醫療器材有限公司 UL CQC CE SGS 醫康醫療器材有限公司

---

醫康醫療器材有限公司

**Q1:** 醫康醫療器材有限公司  
A: 醫康醫療器材有限公司 Heymed 醫康醫療器材有限公司

**Q2:** 請問公司目前...

Q: PayPal/T/T 請問公司目前...

**Q3:** 請問公司目前...

Q: 請問公司目前...QC 請問公司目前...Rohs SGS CE FCC ISO9001:2008 ETC

**Q4:** 請問公司目前...

A: 請問公司目前...100 請問公司目前...OEM/ODM 請問公司目前...

**Q5:** 請問公司目前...

Q: 請問公司目前...2-4 請問公司目前...12 請問公司目前...DHL Fedex UPS TNT EMS 請問公司...

**Q6:** 請問公司目前...

請問公司目前...