

製品仕様

型番	型番 2 の 1 の型番 DC5521 の型番
材質	型番 DC5521 の材質
寸法	30cm
重量	型番の重量
機能	TENS EMS 対応/対応 ECG/EKG/EEG/EMG 対応
価格	500円

特徴

- 型番 2 の 1 の型番 DC5521 の型番
- 型番の型番
- 型番の型番
- 型番の型番
- 型番の型番
- 型番の型番
- 型番の型番
- 型番の型番 DC5521 の型番


仕様

- 型番の型番
- 型番の型番
- 型番の型番

保証

- CE 対応 型番の型番
- FDA 対応 FDA 型番の型番
- RoHS 対応 型番の型番 (RoHS) 型番の型番 PBB 型番の型番 PBDE 型番の型番


お問い合わせ







□□□□□□



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



