

2,0 Elektrodennadeldrehung Dual 3,5 mm 4,0 mm L = 1,5 cm
Magnetverschluss, weißes Kabel für Physiotherapie

veranschaulichen:

HUndelsbedingungen: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Produktionskapazität: 1.000.000 Stück pro Monat

Zahlungsmethode: T/T, Paypal, Western Union

Herkunftsort: Dongguan, China

Lieferzeit: Die Lieferzeit für Muster beträgt 3-7 Tage, die Massenproduktion beträgt etwa 15-20 Tage

Zertifikat: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Versand: Luft, See oder Fedex, DHL, UPS

Mindestbestellmenge: 500 Stück

Haimed Technology Magnetic Snap Button Factory bietet hochwertige magnetische Druckknöpfe. Es ist nicht nur ein Magnetknopf. Haimed war schon immer ein professioneller Hersteller von kundenspezifischen Magnetknopfdrähten in China, zum Beispiel mit unterstützenden Elektrodenkabelknöpfen. [3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker, 3-adriges, aufsteckbares EKG-Magnetelektrodenkabel](#), Und [EKG-Stecker zum Einrasten auf 2,54-mm-DuPont-Buchsenanschlusskabel](#), and [20-poliger Stecker für 4,0-mm-Elektroden-EKG-Anschlusskabel](#), Und [USB-A-Stecker auf 3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm Buchse, aufsteckbares Elektrodenkabel mit Schaltnetzteilsteuerung](#) usw.

Die Produktqualität ist für mehr als 12 Monate garantiert, entspricht den RoHS- und Reach-Standards und ist zertifiziert

Haimed hat die Qualitätsmanagement-Zertifizierung für Medizinprodukte I S O 13485, die internationale Qualitätsmanagement-Registrierung I S O 9 0 0 1 und die Umweltmanagementsystem-Registrierung I S O 1 4 0 0 1 bestanden und seine Produkte haben die Prüfberichte UL, CQC, CE und SGS bestanden