

Produktname	2,0 mm weiblicher Elektrodenstift bis 4,0 mm weiblicher Snap -Bleidraht für TENS EMS -Geräte   TENS EMS Bleidrahthersteller
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapiewerkzeug
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder benutzerdefiniert
Farbe	Schwarz, Grau, Weiß, Schwarz und Brauch
Leitermaterial	Kupferkonserven
Pack	Separat verpackt

Dieser 2,0-mm-Elektrodenstift bis 4,0 mm weibliches Snap-Kabel wird von einem zertifizierten medizinischen Kabellieferant in Dongguan, China, hergestellt, sorgt für eine zuverlässige Signalübertragung mit niedrigem Widerstand zwischen Elektrotherapie- und Elektrodenkissen.

Der 2,0 -mm -weibliche Pin -Stecker passt zu Standard -Zehn- und EMS -Ausgangsanschlüssen, während das 4,0 -mm -Snap -End mit den meisten wiederverwendbaren oder verfügbaren Snap -Elektroden kompatibel ist. Das Kabel mit flexibler, medizinischer TPU oder PVC erstellt und bietet eine lang anhaltende Leistung und eine hohe Leitfähigkeit.

Für Systeme, die Dual -Elektrodenausgänge benötigen, können Sie unsere berücksichtigen **3,5 mm Buchse zu Dual 2,0 -mm -Stift -Elektrode -Bleidraht**, die eine sichere Verbindung zu Ten und EMS - Pads herstellt. Wenn Ihre Anwendung moderne USB-basierte Schnittstellen beinhaltet, ist außerdem die **18-in-1-USB-Typ-C bis 2,0 mm Elektrodenstiftkabel** bietet vielseitige Konnektivitätsoptionen mit kompaktem Design.

Benutzerdefinierte Längen, Farben und Handelsmarkenverpackungen stehen zur Erfüllung der OEM- und ODM -Anforderungen zur Verfügung. Ob für Rehabilitationszentren, Therapiekliniken oder Marken von Medizinprodukten, dieser Bleidraht bietet eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Stimulationssystemen





### **Zertifizierung und Konformität:**

Das Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualität und Sicherheit im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards der Qualitätsmanagementsysteme für medizinische Geräte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt unter einem Sound -Quality -Management -System hergestellt wird.
- **FDA -Genehmigung:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entsprechen Sie der EU -Regulierung der EU Medical Equipment (MDR), um die Sicherheit und Wirksamkeit medizinischer Anwendungen zu gewährleisten.

## **Unternehmensinformationen. Überblick**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?**

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, und wenn wir Bestand haben, müssen benutzerdefinierte Proben Installationskosten erfordern. Vielen Dank, dass Sie uns gebeten haben, unsere Qualität nach Proben zu überprüfen.

## **F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

## **Frage 3: Wie geht es Ihrer Fabrik in der Qualitätskontrolle?**

Antwort: Qualität wird bevorzugt. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik wurde von ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 zertifiziert. USW

## **Frage 4: Fabrik? Ja! Kann ich meine Lieblingsartikel anpassen, z. B. mein eigenes Logo oder mein Design ändern?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

## **Frage 5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchen Transportdienstleistungen werden Sie meine Produkte versenden?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine 12-monatige Liefergarantie bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

## **Frage 6: Wo ist deine Fabrik? Wie soll ich besuchen?**

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Ein Gebäude A, Nr. 8, befindet