

Produktparameter

Produktname	2,5 mm 2p Dual leitfähige Elektrode mit weißem nicht gewabtem Stoffelektrodenpad Dongguan Medical Accessoire Hersteller
Stecker	2,5 mm Suptast
Material	Nicht gewebter Stoff
Farbe	Weiß
Angewandte Ausrüstungen	Hospital Medical, Dysphagia Machine
Funktion	Medizinische Gesundheitsdienste, Schlucken -Halsphysiotherapie
MOQ	500pcs

Diese 2,5 mm 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p-leitfähige Elektrode kombiniert von einem professionellen ISO 13485-Zertifikat in Dongguan, China, mit Patientenkomfort. Für Kliniker, die vielseitige Alternativen benötigen, sollten Sie unsere in Betracht ziehen [2,5 mm Audiobuch](#), mit einem 2,5 mm männlichen Audioanschluss und wiederverwendbaren Elektroden aus Edelstahl-Ohrklammern-sowie ISO 13485 zertifiziert und ideal für TENS-, EMS-, Physiotherapie- und Akupunktur-Anwendungen

Das weiße Elektrodenkissen mit nicht gewebter Stoff mit einer atmungsaktiven, leichten Leistung bietet gleichzeitig eine starke Haftung, ohne die Haut zu irritieren. Der 2,5 mm 2-polige Stecker ist mit einer Vielzahl von Zehn-, EMS- und Physiotherapiemaschinen kompatibel, was ihn zu einer vielseitigen Lösung für Kliniken, Rehabilitationszentren und persönliche Therapie-Anwendungen macht. Für eine kompaktere und dennoch robuste Verbindungslösung können Sie auch unsere untersuchen [Doppelreihe 4-polige 2,5-mm-Steckanschluss zu 2,0 mm Elektrodenstiftkabel](#) für hochpräparate, langlebige Verwendung in klinischen oder persönlichen therapeutischen Umgebungen und vollständig anpassbar.

Produktfoto:





Firmeninfo. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Sicher, Heymed bietet eine kostenlose Probe, wenn wir Bestand haben, muss eine angepasste Stichprobe berechnet werden. Wir schätzen es, dass Sie uns nach einer Probe bitten, unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

F3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf Qualitätskontrolle?

A: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professioneller Qualitätssicherungsspezialistin erhält von Anfang an große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentifizierung erhalten. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten einen OEM/ODM -Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice werden Sie für meine Produkte verwenden?

A: Unsere Vorlaufzeit beträgt ungefähr 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunde.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

A: Sicher. Wir freuen uns, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen an unserem Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Platz. Boden, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1st Street, SHEBEI Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.