

Produktname	4 Pin L -förmiges Metall -Lemo -Stecker zu 316 Edelstahl -Stahlanschluss -Therapiekabel ISO13485 Dongguan Medical Cable Hersteller
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapiewerkzeug
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder benutzerdefiniert
Farbe	Schwarz, Grau, Weiß, Schwarz und Brauch
Leitermaterial	Kupferkonserven
Pack	Separat verpackt

Das 4Pin L-förmige Lemo-Stecker, das von einer ISO13485-zertifizierten medizinischen Kabelfabrik in Dongguan, China, zu 316 Stahlstopfen-Therapiekabeln hergestellt wird, sorgt für eine stabile und niedrigresistenten Signalübertragung in professionellen Therapiegeräten, einschließlich Ten, EMS und bioelektrischem Stimulationssystem. Es ergänzt perfekt andere präzisionsmotorierte Dongguan-Kabelbaugruppen wie z. [Customized 4Pin Lemo Metal Female -Stecker zum Ph2.0-4Pin - Klemmephysiotherapiekabel](#) auch von demselben Anbieter nach ISO13485 -Zertifizierung.

Der lemo-kompatible Stecker bietet eine sichere Passform mit medizinischen Steckdosen, während der 316 Edelstahlanschluss überlegene Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit liefert, die für langfristige medizinische oder ästhetische Therapieanwendungen geeignet sind. Dies übereinstimmt nahtlos mit Produkten wie [Selbstermeter -Metall -Lemo -Stecker 6Pin an DB9 Spo₂ Sensor - Verlängerungskabel](#) Präsentation der Vielseitigkeit unserer Anlage in Dongguan als zuverlässiger Lieferant von Metall- und Kunststoff-Lemo-Baugruppen.

Unsere in Dongguan ansässige Anlage verwendet biokompatible Materialien wie TPU oder Silikon zur Isolierung, die Flexibilität, Haltbarkeit und Patientensicherheit bieten. Als zuverlässiger Großhandelslieferant und Anbieter für OEM- und ODM -Projekte bieten wir die vollständige Anpassung der Anpassungen von Steckertypen, Kabellängen und Kennzeichnung, um Ihren genauen klinischen oder kommerziellen Anforderungen gerecht zu werden.





Zertifizierung und Konformität:

Das Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualität und Sicherheit im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards der Qualitätsmanagementsysteme für medizinische Geräte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt unter einem Sound -Quality -Management -System hergestellt wird.
- **FDA -Genehmigung:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entsprechen Sie der EU -Regulierung der EU Medical Equipment (MDR), um die Sicherheit und Wirksamkeit medizinischer Anwendungen zu gewährleisten.

Unternehmensinformationen. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, und wenn wir Bestand haben, müssen benutzerdefinierte Proben Installationskosten erfordern. Vielen Dank, dass Sie uns gebeten haben, unsere Qualität nach Proben zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

Frage 3: Wie geht es Ihrer Fabrik in der Qualitätskontrolle?

Antwort: Qualität wird bevorzugt. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik wurde von ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 zertifiziert. USW

Frage 4: Fabrik? Ja! Kann ich meine Lieblingsartikel anpassen, z. B. mein eigenes Logo oder mein Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

Frage 5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchen Transportdienstleistungen werden Sie meine Produkte versenden?

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine 12-monatige Liefergarantie bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

Frage 6: Wo ist deine Fabrik? Wie soll ich besuchen?

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Ein Gebäude A, Nr. 8, befindet