

Produktparameter

Produktname	4,0 mm medizinischer männlicher Snap Silikonscheide zu 4,0 mm medizinischer weiblicher Snap - PVC -Formteilen EMS -Geräte Dongguan Tens EMS Bleidrahthersteller
Stecker	4,0 mm Snap (männlich und weiblich)
Kabellänge	120 cm oder angepasst
Kabelfarbe	schwarz oder angepasst
Funktion	TENS EMS -Übertragung/Massager EKG/EKG/EEG/EMG -Adapterkabel
Mindestbestellmenge	500pcs

Dieses benutzerdefinierte Kabel wird von einem professionellen ISO13485-zertifizierten TENS EMS-Bleidrahtlieferanten und Fabrik in Dongguan, China, hergestellt und verfügt über einen 4,0-mm-medizinischen männlichen Schnappschuss mit einer Silikonscheide, die mit einem 4,0-mm-weiblichen Snap mit haltbarem PVC-Formteil verbunden ist. Dieses Kabel für die Verwendung mit Zehntherapiegeräten (Transkutane elektrische Nervenstimulation) und Therapiegeräte (Elektrische Muskelstimulation) entwickelt und sorgt für eine stabile Verbindung und eine hohe Signaltreue in therapeutischen Einstellungen.

Sie könnten auch unsere berücksichtigen [2,0 mm weiblicher Elektrodenstift bis 4,0 mm weiblicher Snap -Bleidraht für TENS EMS -Geräte](#), das ein Pin -to -SNAP -Format mit PVC oder TPU mit medizinischem Grad liefert, ideal für Systeme, die eine Verbindung zu Standard -Pin -Typ -Geräteausgaben benötigen

Die biokompatible Silikonscheide bietet Flexibilität und Komfort während des längeren Gebrauchs, während das PVC -gestaltete weibliche Snap -Ende eine sichere Passform für die meisten Elektrodenpolster sorgt. Dieses Kabel ist ideal für die OEM/ODM -Anpassung und unterstützt verschiedene Kabellängen, Schnappabstand und Lead -Konfigurationen.

Alternativ schauen Sie sich unser an [Customized Plastic Lemo Stecker auf 4 Leitungen 4,0 -mm - Elektrode Female Snap Cable](#), mit einem lemo-kompatiblen Stecker an einem Ende und vier 4,0-mm-Snap-Steckern-für mehrfach führende Anwendungen wie Ten Ten, EMS, EKG und EMG-Systeme geführt

Produktfotos:





Unternehmensinformationen. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Natürlich liefert Heymed kostenlose Proben, wenn wir sie auf Lager haben, müssen maßgeschneiderte Proben Installationsgebühren erfordern. Vielen Dank, dass Sie uns nach Proben gefragt haben, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

F3: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?

Antwort: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 erhalten. USW

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. das Drucken unseres eigenen Logos oder das Ändern des Designs?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchem Versandservice werden Sie mein Produkt versenden?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ungefähr 2-4 Wochen, und wir können eine 12-monatige Garantie für die Lieferung bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Dongguan City, Provinz Guangdong, China