

# Produktparameter

|                         |                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname             | 4Pin Lemo Plastikstopfen zu plattiertem Gold 4,0 mm weiblicher Elektroden -Snap -Stecker mit 4 -LEAD -Kabel   Dongguan Hersteller |
| Stecker                 | Kunststoff -Lemo -Anschluss, 4,0 mm EKG Female Snap Knopf                                                                         |
| Kabellänge              | 1m oder angepasst                                                                                                                 |
| Kabelfarbe              | Schwarz oder angepasst                                                                                                            |
| Angewandte Ausrüstungen | EEG, EKG, EMG                                                                                                                     |
| Funktion                | Signal übertragen                                                                                                                 |
| MOQ                     | 100pcs                                                                                                                            |

Dies angepasst [EKG/EKG -Kabel](#) Mit magnetischer Elektrode Female Snap to Plastics Lemo Circular Connector wird in der medizinischen Industrie häufig verwendet, wie z. [.](#)

Als professionelles medizinisches EG EGG EKG EMG -Kabelhersteller verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung in der Kabelanpassung und verfügen über ausreichende Erfahrung mit Kabel, um alle Anpassungsbedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen [.](#)

## Produktfoto:










**Firmeninfo. Überblick**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

# FAQ

## **F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?**

A: Sicher, Heymed bietet eine kostenlose Probe, wenn wir Bestand haben, muss eine angepasste Stichprobe berechnet werden. Wir schätzen es, dass Sie uns nach einer Probe bitten, unsere Qualität zu überprüfen.

## **F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

## **F3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf Qualitätskontrolle?**

A: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professioneller Qualitätssicherungsspezialistin erhält von Anfang an große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentifizierung erhalten. Usw

## **F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten einen OEM/ODM -Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

## **F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice werden Sie für meine Produkte verwenden?**

A: Unsere Vorlaufzeit beträgt ungefähr 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunde.

## **F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?**

A: Sicher. Wir freuen uns, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen an unserem Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Platz. Boden, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1st Street, SHEBEI Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.