

Handelsbedingungen: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Produktionskapazität: 1.000.000 Stück pro Monat

Zahlung: T/T, Paypal, Western Union

Herkunftsart: Dongguan, China

Lieferzeit: Mustervorlaufzeit 3-7 Tage, Massenproduktion ca. 15-20 Tage

Zertifikate: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Versand: Auf dem Luftweg, auf dem Seeweg oder mit Fedex, DHL, UPS

Mindestbestellmenge: 500 Stück

---

### **Spezifikation:**

### **Beschreibung:**

- Derzeit verwenden die meisten kleinen Instrumente auf dem Markt 2,5-mm-Anschlüsse für medizinische Geräte. Dieses Elektroden-EMG-Kabel ist für die meisten therapeutischen Instrumente und Physiotherapieinstrumente geeignet. Geeignet für EKG, EEG, EMG, Physiotherapie und andere elektronische Produkte, unterstützt die Signalüberwachung und -erfassung sowie Anwendungen zur elektrischen Stimulation mit mikroelektrischen Wellen.
- Die Physiotherapie-Elektrode mit Schnappverschluss besteht normalerweise aus leitfähigem Klebstoff, leitfähiger Folie, leitfähigem Draht oder Elektroden-Physiotherapie-Schnalle.
- Das **EMG-EKG-EKG-Elektrodenkabel** Mit einem Widerstand mit einem Widerstand von 510 Ohm bis 12.100 Ohm in jedem Schnappverschluss, der die Spannung stabilisieren, die Strommenge steuern, die Temperatur des Drahtes senken und die Lebensdauer des Kabels verlängern kann.
- Es fördert die neuromuskuläre Erholung und funktionelle Verbesserung durch die Stimulation der Neuromuskeln. Durch die Verwendung von Elektroden-Schnappdrähten kann der elektrische Strom bei Kontakt mit der Haut gleichmäßig fließen, um die therapeutische Wirkung zu erzielen.

### **Hauptmerkmale:**

- **510 Ohm-12100 Ohm Widerstandswert** : Sorgt für optimale elektrische Leitfähigkeit und Haltbarkeit.
- **Varianten der Snap-Color-Injektion:** Die unterschiedliche Farbe des Elektrodenverschlusses erleichtert den Kunden die Unterscheidung.
- **Universelle Kompatibilität:** Konzipiert für mehrere Anwendungen, kann die Verwendung mit Massage-Match und TENS-Massagegerät die Durchblutung fördern und den Effekt der Erhaltung der Gesundheit erzielen.
- **Material:** Hochwertige Materialien, Kupferkern und Kunststoffgehäuse, langlebig und langlebig, zuverlässig im Einsatz
- **Steckverbinder:** Steckkopf 2,5 mm, Schnappdurchmesser 3,5 mm, 4,0 mm

### **Spezifikationen:**

- **Material:** Blankes Kupfer, TPU
- **Farbe:** Schwarz (Andere Farben auf Anfrage erhältlich)
- **Länge:** 1m oder individuell

#### **Anwendungen:**

- Ideal für Schmerzlinderungstherapie, Muskelrehabilitation und Physiotherapiesitzungen.
- Geeignet für den persönlichen Gebrauch oder den professionellen medizinischen Einsatz.

Anmerkungen:

[\*\*Das neueste EKG-Elektrodenkabel mit Pogo-Pin-Anschluss finden Sie hier.\*\*](#)



---

Heymed Technology ist ein führender chinesischer Stimulator mit TENS-EMS-Elektrodenwiderstand [Audio Kabel](#) Hersteller von Schnappleitungskabeln, Bereitstellung von Kabeln mit medizinischen Geräteanschlüssen für verschiedene Geräte, z. B. 5-poliges DC-3,5-mm-auf-3,5-mm-4,0-m-Elektroden-Schnappkabel oder wiederverwendbares Edelstahlkabel [Negative Platte](#) mit Metall-Lemo-Stecker oder unterschiedlichen Elektrodenpads usw. nach Maß

Produktqualität über 12 Monate garantiert, RoHS- und Reach-konform und zertifiziert

Hemed ist bereits nach I S O 13485, Qualitätsmanagement für Medizingeräte, I S O 9 0 0 1-Registrierung für internationales Qualitätsmanagement und I S O 1 4 0 0 1-Registrierung für Umweltmanagementsysteme zertifiziert. Die Produkte haben die UL-, CQC-, CE- und SGS-Prüfberichte bestanden

---

## FAQ

### **F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?**

A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

### **F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

### **F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?**

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw

### **F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

### **F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

### **F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?**

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen.