

Produktparameter

Produktname	6 Pin Din männlicher Stecker zum Öffnen von Draht für die Physiotherapiemaschine Dongguan ISO13485 zertifizierter medizinischer Kabellieferant
Stecker	6 Pin Din männlicher Stecker
Kabellänge	50 cm oder angepasst
Kabelfarbe	Weiß schwarz oder angepasst
Funktion	TENS EMS -Übertragung/Massager EKG/EKG/EEG/EMG -Adapterkabel
MOQ	500pcs


Hergestellt von einer professionellen ISO13485-zertifizierten medizinischen Kabelfabrik in Dongguan, China, bietet dieser 6-Pin-DIN-DIN-DIN-Stecker zum offenen Drahtkabel eine hohe Leistung für Physiotherapiegeräte, Rehabilitationsgeräte und neuromuskuläre Stimulationsgeräte.

Als Beispiel für unsere Produktpalette sehen Sie bitte unsere [Customized 6,35 mm Audio männlicher Stecker zu Dual 3,5 mm weiblicher Snap -Steckerkabel mit 2 Leads](#)-Ein hochwertiges Therapiekabel, das von unserer Dongguan ISO13485-zertifizierten Anlage für Zehn-/EMS-Anwendungen erzeugt wird.

Der Präzisionsmotor-DIN-Stecker sorgt für einen sicheren elektrischen Kontakt, während das offene Drahtende vielseitige Verbindungen und eine einfache Anpassung ermöglicht. Mithilfe von PVC- oder Silikonisolierung in der medizinischen Qualität bietet das Kabel Haltbarkeit, Biokompatibilität und überlegene Flexibilität, ideal für häufige klinische Verwendung.

Als vertrauenswürdiger Anbieter von Dongguan Medical Cable und Anlage bieten wir kundenspezifische Lösungen, einschließlich Kabellänge, Kabelmessgeräte und Steckerkonfigurationen, wobei wir verschiedene OEM- und ODM -Anforderungen für Physiotherapie- und Rehabilitationsanwendungen erfüllen. Zum Beispiel produzieren wir auch die [4 Pin L-förmiges Metall-Lemo-Stecker an 316 Edelstahl-Stahlschlus-Therapiekabel](#), vollständig anpassbar und unter ISO 13485 zertifiziert, auf Therapiegeräte wie Zehner, EMS und bioelektrische Stimulationssysteme zugeschnitten.

Produktfoto:





Firmeninfo. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Sicher, Heymed bietet eine kostenlose Probe, wenn wir Bestand haben, muss eine angepasste Stichprobe berechnet werden. Wir schätzen es, dass Sie uns nach einer Probe bitten, unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

F3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf Qualitätskontrolle?

A: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professioneller Qualitätssicherungsspezialistin erhält von Anfang an große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentifizierung erhalten. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten einen OEM/ODM -Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice werden Sie für meine Produkte verwenden?

A: Unsere Vorlaufzeit beträgt ungefähr 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunde.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

A: Sicher. Wir freuen uns, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen an unserem Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Platz. Boden, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1st Street, SHEBEI Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.