

3,5-mm-Audio-Stecker-Kabel, Silikon-Ohring auf 4,0-Buchse,
Snap-Tens-Elektroden-Leitungskabel für die
Datenübertragungsaufgabe des Physiotherapiegeräts

Produktbild :





Heymed Technology Messleitungen, Elektroden-Druckknopffabrik bietet hohe Qualität .

Heymed ist seit jeher ein professioneller Hersteller von kundenspezifischen Magnetknopfdrähten in China mit unterstützenden Elektrodenkabelknöpfen, wie z [Rechtwinkliger 3,5-mm-Stereo-Audio-Stecker auf 3-adriges 2,5-mm-EKG-Druckknopf-EKG-EEG-Elektrodenkabel](#) ,Zehner Elektroden-Anschlusskabel DC 2,35 mm Stecker auf Dual 3,5 mm 4,0 mm EKG-Schnappkabel und [6,35 mm TRS 1/4 Audio-Buchse auf zwei 4,0 mm weibliche EKG-Schnappschirmdraht-Zehnerkabel](#) usw.

Heymed unterstützt Sie bei der Anfertigung verschiedener Farben, Anschlüsse, Materialien usw. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen,

können Sie sich gerne an uns wenden.

Die Produktqualität ist für mehr als 12 Monate garantiert, entspricht den RoHS- und Reach-Standards und ist zertifiziert

Heymed hat die Qualitätsmanagement-Zertifizierung für Medizinprodukte I S O 13485, die internationale Qualitätsmanagement-Registrierung I S O 9 0 0 1 und die Umweltmanagementsystem-Registrierung I S O 1 4 0 0 1 bestanden und seine Produkte haben die UL-, CQC-, CE- und SGS-Prüfung bestanden.