

Produktparameter:

Produktname	China FacZury USB-B-Stecker mit Widerstand gegen 2,0-mm-Elektrodenstifte, 2-adriges EKG-Kabel für medizinisches Überwachungssystem
Stecker	USB-B-Stecker mit Widerstand und 2,0-mm-Elektrodenstiften
Kabellänge	210 cm oder individuell
Kabelfarbe	weiß, grau, schwarz oder individuell
Funktion	TENS EMS-Übertragungs-/Massagegerät-EKG/EKG/EEG/EMG-Adapterkabel
Mindestbestellmenge	500 Stück

Merkmale:

- Produktionsname: China Factory USB-B-Stecker mit Widerstand gegen 2,0-mm-Elektrodenstifte, 2-adriges EKG-Kabel für medizinisches Überwachungssystem
- Anschluss 1: USB-B-Stecker
- Anschluss 2: Zwei 2,0-mm-Elektrodenstifte
- Kabelfarbe: Schwarz, Weiß, Grau
- Farbe der Spritzgussform der Stifte: Rot, Schwarz
- Heymed befindet sich in Dongguan, [Nach ISO 13485 und ISO 9001 zertifizierte kundenspezifische Kabelkonfektionierung](#). Wir können EKG-Schnappkabel, Positionierungsplatten und andere Kabelbaugruppen herstellen. Bitte klicken Sie hier [Lieferant von medizinischen EKG-Kabeln aus Dongguan](#) to Erfahren Sie mehr.

Nutzungsszenarien:


- **Bereich medizinischer Geräte - Erkennung von Elektrokardiogrammen (EKG).**
: Das Kabel ist eine Schlüsselkomponente für die Verbindung des Elektrokardiographen und der Elektroden. Die Elektroden werden über die beiden Leitungen des Kabels an bestimmte Körperteile des Patienten angeschlossen und dienen zur Erfassung der schwachen elektrischen Signale, die durch die elektrische Aktivität des Herzens erzeugt werden. Zur Übertragung dieser Signale dient der USB-B-Stecker Signale an den Elektrokardiographen zur Verarbeitung und Aufzeichnung.
- **Mobile Geräte für das Gesundheitswesen** : Einige tragbare Elektrokardiogramm-Überwachungsgeräte (EKG) verwenden ebenfalls diese Art von Kabel. Über dieses Kabel können Armbänder zur persönlichen Gesundheitsüberwachung oder tragbare Einkanal-Elektrokardiographen die erfassten EKG-Daten an Geräte wie Smartphones oder Tablets übertragen.
- **Medizinische Forschung**: Kann in medizinischen Forschungsumgebungen verwendet werden, um genaue EKG-Daten für Studien zur Herzfunktion, Elektrophysiologie und den Auswirkungen von Medikamenten oder medizinischen Eingriffen auf das Herz zu sammeln.

Produktzertifizierung:

- **CE-Zertifizierung**: Unser EKG-Kabel entspricht den wesentlichen Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie der Europäischen Union und gewährleistet so seine Sicherheit und Leistung auf dem europäischen Markt.

- **FDA-Zulassung:** Es hat die FDA-Zulassung erhalten (falls zutreffend), was bedeutet, dass es die strengen Standards der US-amerikanischen Food and Drug Administration für Medizinprodukte erfüllt. Dadurch ist es für den Einsatz im US-amerikanischen Gesundheitssystem geeignet.
- **RoHS-Konformität:** Das Kabel entspricht der RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances). Es ist frei von Schadstoffen wie Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen (PBBs) und polybromierten Diphenylethern (PBDEs) und gewährleistet so die Umweltfreundlichkeit.

Produktfotos:





Firmeninformationen. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Selbstverständlich stellt Heymed kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir diese auf Lager haben. Für kundenspezifische Muster fallen Installationsgebühren an. Vielen Dank, dass Sie uns um Muster zur Überprüfung unserer Qualität gebeten haben.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

F3: Wie schneidet Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle ab?

Antwort: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Zertifizierung Rohs, SGS, CE FCC und ISO9001:2008. USW

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Dienstleistungen an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für den Versand meines Produkts?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können eine 12-monatige Garantie ab Lieferung gewähren. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Provinz Guangdong, China