

Produktname	Anpassbares Feder Bleidraht Din 5 Pin Männlich bis zwei 3,5 -mm -Snap -EKG -Kabel Dongguan zertifizierte medizinische Herstellung
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapieinstrument
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder angepasst
Farbe	Schwarz, grau, weiß, schwarz und angepasst
Leitermaterial	Kupfer aus Dose
Paket	individuell verpackt

Produktinformationen:

Dieser 5-polige männliche bis zwei 3,5-mm-Kabel von Feder-EKG-Feder-Sprüche mit zwei 3,5-mm-Snap-EKG ist für die Verwendung in medizinischen Überwachungssystemen wie EKG-, EMG-, TENS- und EMS-Geräten ausgelegt, ähnlich wie unsere hoch geschätzten [5Pin Lemo -Kunststoffstopfen bis 4,0 mm weiblicher Elektroden -Snap -Anschluss EKG -Kabel](#) Das ist in der Intensivstation als zuverlässig. Das Kabel im Springstil ermöglicht Flexibilität und Bewegung ohne Signalunterbrechung. [Typ C bis 4,0 mm weibliches Snap -Kabel mit 2 Leads Draht](#) Wird in tragbaren Gesundheitsaufbauten verwendet.

Der 5-polige männliche Anschluss sorgt für ein stabiles Mehrkanal-Signalgetriebe, während die beiden weiblichen 3,5-mm-Schnappverbinder mit Standard-Snap-Elektrodenpads kompatibel sind und eine präzise Bio-Signalerfassung liefern.

Das Kabel wird unter Verwendung von TPU oder PVC für medizinische Qualität hergestellt und bietet überlegene Haltbarkeit, Dehnbarkeit und Resistenz gegen Chemikalien oder wiederholte Reinigung. Als vertrauenswürdige medizinische Kabelfabrik in Dongguan, China, bieten wir eine vollständige Anpassung von Steckertypen, Kabellängen, Spannung und Farbe für OEM/ODM -Projekte an, ähnlich den maßgeschneiderten Lösungen, die für unsere umfangreiche Auswahl an medizinischen Kabeln verfügbar sind. Das Produkt erfüllt ISO13485 und ROHS Compliance für internationale Märkte.





Zertifizierung und Konformität:

Dieses Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualitäts- und Sicherheitsniveau im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards für Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass Produkte im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
- **FDA zugelassen:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entspricht der EU -Regulierung der EU Medical Device (MDR), um Sicherheit und Wirksamkeit für den medizinischen Gebrauch zu gewährleisten.

Unternehmensinformationen. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, wenn wir sie auf Lager haben. Anpassende Proben erfordern Installationsgebühren. Vielen Dank, dass Sie uns nach Proben gefragt haben, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

F3: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?

Antwort: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 erhalten. USW

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. das Drucken unseres eigenen Logos oder das Ändern des Designs?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchem Versandservice werden Sie mein Produkt versenden?

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Dongguan City, Provinz Guangdong, China