

Produktparameter

Produktname	Customized 2 Pin Lemo -Stecker bis 2,0 mm Elektrodenstiftkabel mit 2 Bleidrähten Dongguan ISO13485 Medizinischer Kabelhersteller
Stecker	Kunststoff -Lemo -Stecker, 2,0 mm Elektrodenstift
Kabellänge	1m oder angepasst
Kabelfarbe	Schwarz oder angepasst
Angewandte Ausrüstungen	EEG, EKG, EMG
Funktion	Signal übertragen
MOQ	100pcs

Dieses von einem ISO13485 -zertifizierte medizinische Kabellieferant in Dongguan, China, wurde dieses kundenspezifische 2Pin -Lemo -Plastikstopfen zu Dual 2,0 -mm -Elektrodenstiftkabel für präzise und sichere Signalabgabe in therapeutischen und diagnostischen Geräten wie TENS, EMS, EKG und EMG - Systemen ausgelegt.

Der Lemo-kompatible Kunststoffanschluss sorgt für eine zuverlässige passende Passform mit Standard-medizinischen Geräten, während die Dual 2,0-mm-Elektrodenstiftanschlüsse eine breite Kompatibilität mit Elektrodenkissen bieten. Das Kabel besteht aus flexibler TPU oder haltbarem PVC und bietet eine hervorragende Zugfestigkeit und den Patientenkomfort.

Für Benutzer, die Konnektivität im Audio-Jack-Stil benötigen, unsere, unsere Konnektivitätskonnektivität benötigen [DC2.35mm männlicher Stecker zu Dual 3,5 mm Elektrode Female Snap Cable](#) Bietet eine kompakte und effiziente Lösung für Zehn-/EMS -Geräte, die in 30 cm Standardlänge mit benutzerdefinierten Optionen erhältlich ist

Möchten Sie in moderne USB -C -Geräte integrieren? Wir bieten auch eine an [USB -C -Mann bis 4,0 mm weiblicher Schnappelektrodenkabel mit Silikon -Ohrhook](#), mit einem sicheren Silikon -Ohrhook und langlebigen Konstruktion - ideal für EKG/EMG -Überwachungsaufbauten

Unabhängig davon, ob Sie festgelegte Optionen auswählen oder vollständig maßgeschneiderte Baugruppen planen, unsere Dongguan -Fabrik liefert eine konsistente Qualität und Leistung, die durch die ISO13485 -Zertifizierung unterstützt wird.

Produktfoto:





Firmeninfo. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Sicher, Heymed bietet eine kostenlose Probe, wenn wir Bestand haben, muss eine angepasste Stichprobe berechnet werden. Wir schätzen es, dass Sie uns nach einer Probe bitten, unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

F3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf Qualitätskontrolle?

A: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professioneller Qualitätssicherungsspezialistin erhält von Anfang an große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentifizierung erhalten. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten einen OEM/ODM -Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice werden Sie für meine Produkte verwenden?

A: Unsere Vorlaufzeit beträgt ungefähr 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunde.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

A: Sicher. Wir freuen uns, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen an unserem Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Platz. Boden, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1st Street, SHEBEI Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.