

Produktname	Customized 2,0 mm Elektrodenstift drehen Sie sich auf 4,0 mm Magnetic Snap White -Kabel für die Physiotherapie   Dongguan -Bleidrahthersteller
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapiewerkzeug
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder benutzerdefiniert
Farbe	Schwarz, Grau, Weiß, Schwarz und Brauch
Leitermaterial	Kupferkonserven
Pack	Separat verpackt

Hergestellt von einem professionellen ISO 13485-zertifizierten Bleidrahtlieferanten in Dongguan, China, dies **Customized 2,0 mm Elektrodenstift bis 4,0 mm Magnetic Snap White Kabel** ist für die Anwendung in Physiotherapie, Zehn- und EMS -Geräten ausgelegt. Der 2,0 -mm -Elektrodenstift liefert einen genauen Anschluss, während der 4,0 -mm -Magnet -Snap die schnelle Befestigung und ein stabiles Signalgetriebe sicherstellt.

Das Kabel besteht aus hochwertigen, biokompatiblen Materialien und bietet eine überlegene Flexibilität und eine lange Lebensdauer, wodurch es für häufige klinische Verwendung geeignet ist. Die weiße medizinische Hülle verbessert nicht nur die Haltbarkeit, sondern ermöglicht auch eine einfache Reinigung und Wartung. Betrachten Sie für Benutzer, die alternative Steckerkonfigurationen benötigen **Customized DC2.35mm Sicherheitsstopfen zum 2,0 -mm -Elektrodenstift -Kabeldraht**, der eine sichere und zuverlässige Verbindung für ähnliche medizinische Anwendungen bietet.

Zusätzlich unsere **4,0 mm medizinischer männlicher Snap Silikonscheide bis 4,0 mm medizinisches weibliches Snap -Kabel** Bietet eine weitere Hochleistungslösung für TENS- und EMS-Therapiegeräte, die eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Leitfähigkeit für den langfristigen Gebrauch gewährleisten.





### **Zertifizierung und Konformität:**

Das Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualität und Sicherheit im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards der Qualitätsmanagementsysteme für medizinische Geräte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt unter einem Sound -Quality -Management -System hergestellt wird.
- **FDA -Genehmigung:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entsprechen Sie der EU -Regulierung der EU Medical Equipment (MDR), um die Sicherheit und Wirksamkeit medizinischer Anwendungen zu gewährleisten.

## **Unternehmensinformationen. Überblick**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience




100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?**

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, und wenn wir Bestand haben, müssen benutzerdefinierte Proben Installationskosten erfordern. Vielen Dank, dass Sie uns gebeten haben, unsere Qualität nach Proben zu überprüfen.

## **F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

## **Frage 3: Wie geht es Ihrer Fabrik in der Qualitätskontrolle?**

Antwort: Qualität wird bevorzugt. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik wurde von ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 zertifiziert. USW

## **Frage 4: Fabrik? Ja! Kann ich meine Lieblingsartikel anpassen, z. B. mein eigenes Logo oder mein Design ändern?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

## **Frage 5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchen Transportdienstleistungen werden Sie meine Produkte versenden?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine 12-monatige Liefergarantie bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

## **Frage 6: Wo ist deine Fabrik? Wie soll ich besuchen?**

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Ein Gebäude A, Nr. 8, befindet