

Das 2,0-mm-Buchse-zu-Splitter-zu-8-Leiter-Testhaken-Leitungskabel ist für Mehrkanaltests und Signalerfassung in medizinischen und Laborsystemen konzipiert.

Mit einer 2,0-mm-Buchse an einem Ende und acht farbcodierten Prüfhaken am anderen Ende ermöglicht dieses Kabel Benutzern den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Elektroden oder Prüfpunkte.

Weitere Verbindungslösungen finden Sie in unserem [2,0 mm weiblicher Elektrodenstift auf 4,0 mm weiblicher Schnappanschlussdraht](#) , ideal zum Verlängern oder Teilen von Elektroden-signalfaden.

Jedes Ableitungskabel besteht aus flexiblem Material in medizinischer Qualität und bietet hervorragende Isolierung, Haltbarkeit und einfache Handhabung bei wiederholten Tests.

Die Prüfhakenklemmen gewährleisten eine sichere Befestigung an kleinen Anschlüssen oder Elektrodenpunkten und minimieren Signalverluste und Störungen.


Wenn Sie Standard-Elektrodenverbindungskabel benötigen, erkunden Sie unsere [3,5-mm-Audiobuchse zum Clipkabel des Blutsauerstoffsensors](#) , weit verbreitet in TENS-, EMS- und EKG-Anwendungen.

## Produktfoto:





**Firmeninformationen. Übersicht**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

# FAQ

## **F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?**

A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

## **F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

## **F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?**

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw

## **F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

## **F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

## **F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?**

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Stock. Etage, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1. Straße, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.