

Produktname	Customized 4,0 mm männlicher Schnapp -zu -Ohr -Clip -Elektrodenkabel   Dongguan Medical Cable Hersteller
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapieinstrument
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder angepasst
Farbe	Schwarz, grau, weiß, schwarz und angepasst
Leitermaterial	Kupfer aus Dose
Paket	Individuell verpackt

Hergestellt von einem professionellen medizinischen Kabellieferant und einer Fabrik in Dongguan, China. Dieses 4,0 mm männliche Snap-to-Ohr-Clip-Elektrodenkabel ist für Zehn-, EMS- und Mikrostromtherapiesysteme speziell gebaut. Das Kabel verfügt über eine dauerhafte TPU- oder PVC - Isolierung, die sowohl Flexibilität als auch Stärke in klinischen oder häuslichen Umgebungen bietet.

Der 4,0 -mm -Snap -Stecker setzt sich sicher mit Standard -Elektrodenpads, während die leitenden Silikonohrclips eine sanfte und wirksame Signalübertragung über die Ohrfläppchen oder Ohrungspunkte sorgen, die bei Aurikularakupunktur oder Neurostimulation üblicherweise verwendet werden. Für Kunden, die Grabber -Typ -Varianten benötigen [4,0 mm Elektrode EKG Männlicher Schnappschreiber zum Elektrodengrabber -Clipkabel](#), eine CE/ROHS/FCC -zertifizierte ISO13485 -hergestellte Option mit anpassbaren Kabellängen und Abschirmung

Zusätzlich bieten wir langlebig an [Doppelseitige Silikon -Ohrclip -Elektroden für die CES -Therapie](#), auch ISO13485 -zertifiziert, die nahtlos mit unseren Snap -Connector -Bleidrähten für eine wirksame Ohrungsstimulation zusammenarbeiten

Als ISO13485 -zertifizierter Anbieter unterstützen wir die vollständige Anpassung in Bezug auf Kabellänge, Steckertyp, Verpackung und Kennzeichnung und machen diese Lösung ideal für OEM/ODM - Partnerschaften in der medizinischen und Wellness -Geräteindustrie.

## Anwendung:

- **Krankenhausrehabilitationsabteilungen:** Es wird in verschiedenen Rehabilitationsbehandlungsgeräten verwendet, um Patienten bei Muskelstimulation, Nervenfunktionsrestauration und anderen Behandlungen zu unterstützen.
- **Professionelle Physiotherapiezentren:** Bereitstellung bequemer Geräteverbindungslösungen für Physiotherapeuten und unterstützen Sie eine Vielzahl von Physiotherapieprojekten wie Elektro - Akupunktur -Therapie, Elektro -assistierte Tuina -Therapie usw.
- **Häusliche Pflege:** Erleichterung der Hauskonsumenten, eine einfache Physiotherapie und Gesundheitsversorgung selbst durchzuführen, z. B. Muskelschmerzen und die Förderung der Durchblutung.
- **Forschungsinstitutionen:** Als Verbindungsdraht für experimentelle Geräte wird es für die Sammlung und Analyse von Bio -Signalen in der medizinischen Forschung verwendet.





### **Zertifizierung und Konformität:**

Dieses Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualitäts- und Sicherheitsniveau im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards für Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass Produkte im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
- **FDA zugelassen:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entspricht der EU -Regulierung der EU Medical Device (MDR), um Sicherheit und Wirksamkeit für den medizinischen Gebrauch zu gewährleisten.

## **Unternehmensinformationen. Überblick**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?**

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, wenn wir sie auf Lager haben. Anpassende Proben erfordern Installationsgebühren. Vielen Dank, dass Sie uns nach Proben gefragt haben, um unsere Qualität zu überprüfen.

## **F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

## **F3: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?**

Antwort: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 erhalten. USW

## **F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. das Drucken unseres eigenen Logos oder das Ändern des Designs?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

## **F5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchem Versandservice werden Sie mein Produkt versenden?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

## **F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?**

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Dongguan City, Provinz Guangdong, China