

Produktname	Customized 4Pin Lemos Conneator an Klemmenkabel für Medizinprodukte Bleidrahthersteller
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapiewerkzeug
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder benutzerdefiniert
Farbe	Schwarz, Grau, Weiß, Schwarz und Brauch
Leitermaterial	Kupferkonserven
Pack	Separat verpackt

Dieser 4-Stin-Lemo-Anschluss zum Anschlusskabel mit einem professionellen ISO 13485-zertifizierten Kabellieferant in Dongguan, China, wird für die hohe Zuverlässigkeitssignalübertragung und die Stromversorgung entwickelt.

Der Lemo -Stecker sorgt für eine sichere, schnelle und präzise Verbindung, während die offenen Terminalenden Flexibilität für die Integration mit verschiedenen Geräten oder Systemen bieten. Für Anwendungen, die LEMO für Elektrodenverbindungen erfordern, können Sie sich auf unsere beziehen [LEMO 4P Selbstverriegelungsstecker mit Dual 2 mm Elektroden-Bleidraht](#) mit einem Push-Pull-Design und einer Schutzabdeckung für eine stabile Leistung.

Das Kabel verwendet hohe Purity-Kupferleiter für niedrige Resistenz und überlegene Leitfähigkeit, wobei die Auswahl an PVC für medizinische Qualität für kostengünstige Haltbarkeit oder Silikonisolierung für eine verstärkte Flexibilität und Wärmebeständigkeit verwendet wird. Es stehen Abschirmoptionen zur Verfügung, um die elektromagnetische Interferenz (EMI) zu verringern und eine stabile Leistung in empfindlichen Anwendungen zu gewährleisten.

Dieses Kabel wird häufig in medizinischen Geräten, industriellen Automatisierung, Laborinstrumenten und Messsystemen eingesetzt und kann vollständig in Länge, PIN -Konfiguration und Ummantelmaterial angepasst werden, um Ihren genauen Projektanforderungen entsprechen. Zum Beispiel unsere [Customized 2 Pin Lemo -Kunststoffstopfen zum Dual 2,0 mm Elektrodenstiftkabel](#) ist eine beliebte Wahl für die Integration der therapeutischen Geräte, die flexible Bleidrahtkonfigurationen und ISO 13485-zertifizierte Fertigungsqualität bietet.





Zertifizierung und Konformität:

Das Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualität und Sicherheit im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards der Qualitätsmanagementsysteme für medizinische Geräte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt unter einem Sound -Quality -Management -System hergestellt wird.
- **FDA -Genehmigung:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entsprechen Sie der EU -Regulierung der EU Medical Equipment (MDR), um die Sicherheit und Wirksamkeit medizinischer Anwendungen zu gewährleisten.

Unternehmensinformationen. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, und wenn wir Bestand haben, müssen benutzerdefinierte Proben Installationskosten erfordern. Vielen Dank, dass Sie uns gebeten haben, unsere Qualität nach Proben zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

Frage 3: Wie geht es Ihrer Fabrik in der Qualitätskontrolle?

Antwort: Qualität wird bevorzugt. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik wurde von ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 zertifiziert. USW

Frage 4: Fabrik? Ja! Kann ich meine Lieblingsartikel anpassen, z. B. mein eigenes Logo oder mein Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

Frage 5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchen Transportdienstleistungen werden Sie meine Produkte versenden?

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine 12-monatige Liefergarantie bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

Frage 6: Wo ist deine Fabrik? Wie soll ich besuchen?

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Ein Gebäude A, Nr. 8, befindet