

Produktparameter

Produktname	Customized Dupont 2,54 mm weiblicher Stecker bis 4,0 mm medizinischer Elektrode Männliches Snap-Kabel Dongguan ISO13485 zertifizierter medizinischer Kabellieferant
Stecker	3,5 mm/4,0 mm weiblicher Snap zu Dupont 2,54 mm weiblicher Stecker
Kabellänge	50 cm oder angepasst
Kabelfarbe	Weiß schwarz oder angepasst
Funktion	TENS EMS -Übertragung/Massager EKG/EKG/EEG/EMG -Adapterkabel
MOQ	500pcs

Der DUPONT 2,54 mm Female Plug sorgt für einen festen Kontakt mit diagnostischen Geräten, während der männliche Snap von 4,0 mm eine schnelle und stabile Schnittstelle mit Elektrodenkissen bietet. Das Kabel unter Verwendung von PVC- oder Silikonisolierung von medizinischer Qualität bleibt flexibel, biokompatibel und für einen erweiterten Einsatz in klinischen Umgebungen langlebig. Eine andere Konfiguration mit Elektrodenzubehör finden Sie auf unserer [Gold-plattierte 5,0 mm EKG-Elektrode Weibliche Schnappschalter für medizinischen Stecker](#) Hergestellt nach den gleichen Qualitätsstandards. ""

Dieses Kabel wird von einem professionellen ISO13485-zertifizierten medizinischen Kabelwerk in Dongguan, China, hergestellt und bietet eine leistungsstarke elektrische Leitfähigkeit und sichere Verbindungen für eine Vielzahl von medizinischen Geräten. Für eine weitere Variante des Elektroden - Bleidrahtes können Sie auch unsere überprüfen [Customized 4,0 mm männlicher Schnappschreiber - Elektrode -Elektrodenkabel](#) , auch in unserer Dongguan -Einrichtung produziert

Produktfoto:





Firmeninfo. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Sicher, Heymed bietet eine kostenlose Probe, wenn wir Bestand haben, muss eine angepasste Stichprobe berechnet werden. Wir schätzen es, dass Sie uns nach einer Probe bitten, unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

F3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf Qualitätskontrolle?

A: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professioneller Qualitätssicherungsspezialistin erhält von Anfang an große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentifizierung erhalten. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten einen OEM/ODM -Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice werden Sie für meine Produkte verwenden?

A: Unsere Vorlaufzeit beträgt ungefähr 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunde.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

A: Sicher. Wir freuen uns, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen an unserem Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Platz. Boden, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1st Street, SHEBEI Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.