

Produktname	Customized Hirose Stecker auf 4 Kabel 2,0 mm Elektrodenstift mit medizinischem Kabel   Dongguan Elektrotherapie -Kabelhersteller
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapieinstrument
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder angepasst
Farbe	Grau, weiß, schwarz und angepasst
Leitermaterial	Kupfer aus Dose
Paket	Individuell verpackt

Dieser maßgeschneiderte Hirose-Stecker wird von einem professionellen ISO13485-Zertifizierungs-Elektrotherapie-Kabellieferant und der Fabrik in Dongguan, China, hergestellt und wird medizinisches Kabel von 2,0-mm-Elektrodenstift für überlegene Signalleitfähigkeit und Patientensicherheit entwickelt.

Der Hirose-Stecker sorgt für eine zuverlässige Befestigung an Elektrotherapiegeräte, während jeder 2,0-mm-Stiftblei mit einer Silikonscheide für medizinische Qualität geschützt ist, um sowohl Komfort als auch Isolierung während der Zehn- oder EMS-Behandlungen bereitzustellen. Der biokompatible Kabelmantel kann basierend auf Ihren Anwendungsanforderungen aus TPU, PVC oder Silikon hergestellt werden. Zum Beispiel unsere [Customized Plastic Lemo Stecker auf 4 Leads 4.0 Elektrode Female Snap Cable](#) Bietet auch eine qualitativ hochwertige Konnektivität mit mehreren Leads für vielseitige Elektrotherapieanwendungen.

Dieses Kabel ist ideal für die OEM/ODM -Anpassung und wird häufig für Physiotherapie, Rehabilitation, Schmerzbehandlung und neurologische Überwachung verwendet. Wenn Sie nach einer kompakten Alternative suchen, unsere, unsere [3,5 mm Audiogesteck](#) Bietet eine zuverlässige Verbindung für kleinere Geräte und hält gleichzeitig eine hervorragende Signalintegrität.

Lassen Sie unser in Dongguan ansässiges Team Ihr nächstes Projekt mit OEM/ODM-Lösungen und Experten-Engineering für medizinische Signalübertragungskabel unterstützen.





### **Zertifizierung und Konformität:**

Dieses Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualitäts- und Sicherheitsniveau im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards für Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass Produkte im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
- **FDA zugelassen:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entspricht der EU -Regulierung der EU Medical Device (MDR), um Sicherheit und Wirksamkeit für den medizinischen Gebrauch zu gewährleisten.

## **Unternehmensinformationen. Überblick**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?**

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, wenn wir sie auf Lager haben. Anpassende Proben erfordern Installationsgebühren. Vielen Dank, dass Sie uns nach Proben gefragt haben, um unsere Qualität zu überprüfen.

## **F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

## **F3: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?**

Antwort: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 erhalten. USW

## **F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. das Drucken unseres eigenen Logos oder das Ändern des Designs?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

## **F5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchem Versandservice werden Sie mein Produkt versenden?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

## **F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?**

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Dongguan City, Provinz Guangdong, China