

Produktparameter

Produktname	Micro 5p männlicher Stecker und 4,0 mm weiblicher Elektroden -Snap auf 3 Kabel 4,0 mm Snap - Kabel
Stecker	3,5 mm/4,0 mm weiblicher Snap zu Micro 5p Männlich
Kabellänge	50 cm oder angepasst
Kabelfarbe	Weiß schwarz oder angepasst
Funktion	TENS EMS -Übertragung/Massager EKG/EKG/EEG/EMG -Adapterkabel
MOQ	100pcs

Dieses von einem ISO 13485-zertifizierte medizinische Kabellieferant in Dongguan, China, ist dieses männliche männliche Micro-Stecker bis 3,5 mm magnetischem weiblichen Elektroden-Snap-Kabel für leistungsstarke Konnektivität für EKG/EKG-, TENS- und Physiotherapie-Geräte entwickelt. Der männliche männliche Stecker sorgt für eine genaue Passform, während der magnetische 3,5 -mm -Snap schneller, sicherer Befestigung und stabiler elektrischer Leitfähigkeit bietet.

Dieses Kabel besteht aus PVC- oder Silikonisolierung von medizinischem Grade und bietet Flexibilität, Biokompatibilität und Resistenz gegen häufige Sterilisationsprozesse. Das langlebige Design erstreckt sich über das Lebensdauer und ist so sowohl für Krankenhaus- als auch für therapeutische Geräte im Krankenhaus und für die Heimnutzung geeignet. Für Benutzer, die alternative Steckerdesigns benötigen, stellen wir auch die zur Verfügung [Typ-C-Stecker zum SR-Splitter auf 10 Leads 4,0 mm weibliche Snapelektrodenkabel](#) Für sichere und zuverlässige medizinische Verbindungen.

Zusätzlich unsere [Benutzerdefinierte Silikonscheide 4,0 mm männlicher Schnappscheibe auf 4,0 mm Injektionsgeformte weibliches Schnappkabel](#) Bietet eine weitere hochwertige Lösung, die die Anforderungen von TENS- und EMS-Geräten mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und Leitfähigkeit erfüllt.

Produktfoto:





Firmeninfo. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Sicher, Heymed bietet eine kostenlose Probe, wenn wir Bestand haben, muss eine angepasste Stichprobe berechnet werden. Wir schätzen es, dass Sie uns nach einer Probe bitten, unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

F3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf Qualitätskontrolle?

A: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professioneller Qualitätssicherungsspezialistin erhält von Anfang an große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentifizierung erhalten. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten einen OEM/ODM -Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice werden Sie für meine Produkte verwenden?

A: Unsere Vorlaufzeit beträgt ungefähr 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunde.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

A: Sicher. Wir freuen uns, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen an unserem Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Platz. Boden, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1st Street, SHEBEI Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.