

Produktparameter

Produktname	Maßgeschneiderter US-Steckeradapter zum Elektroden-EKG-Schnappkabel für medizinische und physiotherapeutische Geräte Dongguan ISO13485 zertifizierter Hersteller
Stecker	3,5 mm/4,0 mm Buchse und US-Stecker
Kabellänge	120 cm oder individuell
Kabelfarbe	weiß schwarz oder individuell
Funktion	TENS EMS-Übertragungs-/Massagegerät-EKG/EKG/EEG/EMG-Adapterkabel
Mindestbestellmenge	500 Stück

Das US-Stecker-Adapter-zu-Elektroden-EKG-Schnappkabel wurde für zuverlässige elektrische Leistung in medizinischen und Biosignalanwendungen entwickelt.

Es verbindet Geräte wie TENS-, EMS-, EKG- und EMG-Systeme über langlebige Schnappanschlüsse mit Elektrodenpads und sorgt so für eine stabile Signalübertragung und reduziert elektrisches Rauschen während der Therapie oder Überwachung.

Ähnliche Elektrodenanschlusskabel finden Sie auch bei uns [3,5-mm-Audio-auf-4,0-mm-Buchse-Schnappkabel](#) — ideal für TENS- und EMS-Zubehör.

Der US-Steckeradapter ist mit standardmäßigen medizinischen Strom- oder Ausgangsschnittstellen kompatibel, während die Elektrodenanschlüsse einrasten ermöglichen ein schnelles Anbringen und Lösen. Jedes Kabel wird aus Materialien medizinischer Qualität hergestellt und in einer ISO13485-zertifizierten Fabrik in Dongguan, China, hergestellt, um eine gleichbleibende Qualität, Sicherheit und Einhaltung globaler Standards für medizinische Geräte zu gewährleisten.

Ob für den professionellen klinischen Einsatz oder für die Heimphysiotherapie, dieses Kabel gewährleistet eine zuverlässige Signalleitung, Flexibilität und lange Haltbarkeit.

Für maßgeschneiderte Kabellösungen erkunden Sie unsere [Typ-C-zu-Dual-Magnet-Buchsen-Schnappkabel](#), konzipiert für kompakte medizinische und Biosignal-Anwendungen.


OEM- und ODM-Anpassungen für Steckertyp, Kabellänge und Verpackung sind ebenfalls möglich

Produktfotos:





Firmeninformationen. Übersicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Selbstverständlich stellt Heymed kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir diese auf Lager haben. Für kundenspezifische Muster fallen Installationsgebühren an. Vielen Dank, dass Sie uns um Muster zur Überprüfung unserer Qualität gebeten haben.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

F3: Wie schneidet Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle ab?

Antwort: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik hat die Zertifizierung Rohs, SGS, CE FCC und ISO9001:2008 erhalten. USW

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Dienstleistungen an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für den Versand meines Produkts?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können eine 12-monatige Garantie ab Lieferung gewähren. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischauen?

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Provinz Guangdong, China