

Produktname	Customized USB Typ-C bis 4 Leads Crocodile Clip-Kabel   Dongguan Crocodile -Kabelhersteller
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapieinstrument
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder angepasst
Farbe	Schwarz, grau, weiß, schwarz und angepasst
Leitermaterial	Kupfer aus Dose
Paket	Individuell verpackt

Diese Typ -C -C -Crocodil -Clips -Kabel entwickelt für die Präzisionssignalübertragung und eine flexible Konnektivität. Jeder Krokodilclip ist farbcodiert und sicher gebunden, um die festen Griffe an Terminals, Leitern oder Elektroden zu gewährleisten.

Um Ihre OEM/ODM -Bedürfnisse zu unterstützen, bieten wir unsere an [USB C bis 4,0 mm weiblicher Snapelektroden -Bleikabel mit Silikonohrhook](#)- Ein erstklassiges Beispiel für unsere Typ -C -medizinische Kabelserie. Hergestellt in Dongguan, verfügt es über PVCKupferkonstruktion, 0,5 m (anpassbare) Länge und ISO13485 -zertifizierte Fabrikqualität

Wir empfehlen auch unsere [4 -IN -1 -Audiojack zum 4 -laden -EKG -Snap -Abschirm -Kabel](#)Präsentation unseres Know -hows in mehrstufigen Signalkabeln. Dieses 1M -TPU -INSULSE KABEL unterstützt mehrere Elektrodengrößen (z.

Unsere Kabel werden von einem erfahrenen Dongguan -Hersteller hergestellt und verfügen über hochwertige Materialien wie reine Kupferleiter und verstärkte Isolierung, um die Haltbarkeit und die Signalintegrität zu gewährleisten. Der USB -Typ -C -Stecker sorgt für eine breite Kompatibilität mit modernen Diagnose-, Mess- oder medizinischen Geräten.

Unsere Dongguan -Fabrik unterstützt Massen- und Großhandelsaufträge und bietet maßgeschneiderte Längen, Farben und Clip -Typen, um die unterschiedlichen Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

## Anwendung:

- **Krankenhausrehabilitationsabteilungen:** Es wird in verschiedenen Rehabilitationsbehandlungsgeräten verwendet, um Patienten bei Muskelstimulation, Nervenfunktionsrestauration und anderen Behandlungen zu unterstützen.
- **Professionelle Physiotherapiezentren:** Bereitstellung bequemer Geräteverbindungslösungen für Physiotherapeuten und unterstützen Sie eine Vielzahl von Physiotherapieprojekten wie Elektro -Akupunktur -Therapie, Elektro -assistierte Tuina -Therapie usw.
- **Häusliche Pflege:** Erleichterung der Hauskonsumenten, eine einfache Physiotherapie und Gesundheitsversorgung selbst durchzuführen, z. B. Muskelschmerzen und die Förderung der Durchblutung.
- **Forschungsinstitutionen:** Als Verbindungsdraht für experimentelle Geräte wird es für die Sammlung und Analyse von Bio -Signalen in der medizinischen Forschung verwendet.





### **Zertifizierung und Konformität:**

Dieses Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualitäts- und Sicherheitsniveau im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards für Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass Produkte im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
- **FDA zugelassen:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entspricht der EU -Regulierung der EU Medical Device (MDR), um Sicherheit und Wirksamkeit für den medizinischen Gebrauch zu gewährleisten.

## **Unternehmensinformationen. Überblick**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?**

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, wenn wir sie auf Lager haben. Anpassende Proben erfordern Installationsgebühren. Vielen Dank, dass Sie uns nach Proben gefragt haben, um unsere Qualität zu überprüfen.

## **F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

## **F3: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?**

Antwort: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 erhalten. USW

## **F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. das Drucken unseres eigenen Logos oder das Ändern des Designs?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

## **F5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchem Versandservice werden Sie mein Produkt versenden?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

## **F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?**

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Dongguan City, Provinz Guangdong, China