

Produktname	Fabrik Custom 2Anwesend0 Ten Bleidrähte zu 2p männlichen Pin Physiotherapie Kabel von ISO13485 Hersteller Heymed - Hersteller Direkt
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapieinstrument
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder angepasst
Farbe	Schwarz, grau, weiß, schwarz und angepasst
Leitermaterial	Kupfer aus Dose
Paket	individuell verpackt

## Produktinformationen:

Unser [2,0 mm Elektrodenstiftverlängerungskabel](#) Bietet zuverlässige und stabile Verbindungen für verschiedene Test- und diagnostische Anwendungen. Dieses hochwertige Kabel verfügt über 2,0-mm-Elektrodenstifte von Männern zu Frauen, die mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel sind, für die Elektrodenkonnektivität erforderlich ist. Der **Nickel-plattierte Messing-Elektrodenstifte** Stellen Sie eine ausgezeichnete Leitfähigkeit sicher, während die [PVC Isolierte Kupferdraht](#) Bietet Flexibilität und Haltbarkeit für den langfristigen Gebrauch.

## Schlüsselmerkmale:

- **Männlich bis weibliches Design:** Sichere Verbindung zum Erweitern von Elektrodentestgeräten.
- **Langlebiges Material:** PVC-Isolierung und nickelgeplante Messing für eine verstärkte Leitfähigkeit und Langlebigkeit.
- **Flexibel und zuverlässig:** 1-Meter-Kabellänge mit Optionen für benutzerdefinierte Längen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
- **Breite Kompatibilität:** Kompatibel mit einer Vielzahl von medizinischen und Laborelektrodenausrüstungen.
- **Hohe Stromkapazität:** Unterstützt bis zu 5a, ideal für medizinische und Laboranwendungen.

## Anwendung:

- Medizinische Diagnostik und Elektrotherapie
- Laborgeräte und Experimente
- Elektroden für Geräte für EKG, EMG, EEG
- Elektrische Test- und Messaufbauten

## Warum uns wählen?

Als erfahrene [Elektrodenstiftkabelhersteller](#) Wir in Dongguan, China, sind auf die Herstellung hochwertiger, anpassbarer Kabel für die medizinische, Labor- und Elektronikindustrie spezialisiert. Unser strenger Qualitätskontrollprozess stellt sicher, dass jedes Kabel die höchsten Standards für Sicherheit und Leistung erfüllt.

Für andere Lösungen beziehen sichD an Elektrodenprüfkabel, Anschlüsse für medizinische Geräte , Und Elektrodenverlängerung Leitungen , cHeck unsere gesamte Produktpalette, um alle Ihre Test- und medizinischen Verbindungsbedürfnisse zu erfüllen.





### **Zertifizierung und Konformität:**

Dieses Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualitäts- und Sicherheitsniveau im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards für Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass Produkte im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
- **FDA zugelassen:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entspricht der EU -Regulierung der EU Medical Device (MDR), um Sicherheit und Wirksamkeit für den medizinischen Gebrauch zu gewährleisten.

## **Unternehmensinformationen. Überblick**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?**

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, wenn wir sie auf Lager haben. Anpassende Proben erfordern Installationsgebühren. Vielen Dank, dass Sie uns nach Proben gefragt haben, um unsere Qualität zu überprüfen.

## **F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

## **F3: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?**

Antwort: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 erhalten. USW

## **F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. das Drucken unseres eigenen Logos oder das Ändern des Designs?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

## **F5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchem Versandservice werden Sie mein Produkt versenden?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

## **F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?**

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Dongguan City, Provinz Guangdong, China