

## Produktparameter


|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktname             | Rechtwinklige Elektrodenkabel vom Typ C auf 2,0 mm Stiftkabel für Massage |
| Verbinder               | Typ C-Stecker auf Elektrodenstiftanschluss                                |
| Kabellänge              | 30 cm oder angepasst                                                      |
| Kabelfarbe              | Weiß oder angepasst                                                       |
| Angewandte Ausrüstungen | EEG, EKG, EMG                                                             |
| Funktion                | Signal übertragen                                                         |
| MOQ                     | 100 STÜCKE                                                                |

Als professioneller Hersteller von medizinischen EKG-EEG-EKG-Kabeln stellen wir unsere kundenspezifischen EKG-Kabel her [DC 2,35-Stromanschluss an zwei weibliche Schnappanschlusskabel](#) Mit hochwertigen Materialien, um den medizinischen Standard zu erfüllen, unterstützen wir OEM ODM Services für alle unsere Kabelprodukte, wie z [Mehradriges EEG-EKG-Überwachungselektrodenkabel](#).Inzwischen verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung in der Kabelanpassung und über ausreichende Erfahrung in der Kabelanpassung, um beispielsweise die unterschiedlichen Anpassungsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen [Micro-USB-zu-Multi-Lead-Wire-EEG-EKG-Elektrodenkabel](#).

Über die weiteren Details von [kundenspezifisches medizinisches Elektrodenkabel](#)Bitte kontaktieren Sie uns.

## Produktfoto:









**Firmeninfo. Überblick**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



# FAQ

## **F1: Kann ich eine Musterbestellung beginnen, bevor ich mehr bestelle?**

A: Sicher, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

## **Q2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

## **Q3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?**

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellem Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik hat Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-Authentifizierung erhalten. Usw

## **Q4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Details.

## **Q5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice verwenden Sie für meine Produkte?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als Kunden.

## **Q6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?**

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Etage, Gebäude A, Kangyang 1. Straße Nr. 8, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.