

Produktparameter

Produktname	Fabrik Customized 4Anwesend0 mm Bananenstopfen zum 2,0 -mm -Elektrodenstiftkabel Hochwertige Konnektivitätslösung aus Dongguan China
Stecker	Banana 4,0 -mm -Stecker, 2,0 -mm -Wahlstift
Kabellänge	1m oder angepasst
Kabelfarbe	Schwarz oder angepasst
Angewandte Ausrüstungen	EEG, EKG, EMG
Funktion	Signal übertragen
MOQ	100pcs

Unser 4,0-mm-Bananenstopfen mit einem Fabrik-Stecker an 2,0-mm-Elektrodenstiftkabel ist für die zuverlässige Signalübertragung in medizinischen, Therapie und Überwachungsanwendungen ausgelegt. Dieses Kabel wurde in Dongguan, China, hergestellt und verfügt über einen hohen Kupferdraht mit hoher Konditivität und eine dauerhafte TPU- oder PVC-Isolierung, um sowohl Flexibilität als auch Langlebigkeit zu gewährleisten. Die Anschlüsse sind für eine starke, stabile Verbindung während der Verwendung in Zehn- oder EMS -Geräten sicher geformt. OEM- und ODM -Bestellungen sind willkommen, mit vollständigen Anpassungsoptionen für Größe, Kabeltyp und Verpackung. Wir bieten eine schnelle Lieferung und konsistente Qualität als direkter medizinischer Kabelanbieter.

Für Anwendungen, die Konfigurationen mit mehreren Leitungen erfordern, unsere, unsere [Multifunktional 18in1 USB Typ C bis 2.0 Elektrodenstift EKG-Kabeldrahtkabel](#) bietet vielseitige Konnektivitätsoptionen. Um die Reichweite von TENS -Einheiten zu erweitern [Zehnereinheitersatz - Bleidraht 2,0 -mm](#), Entwickelt für die nahtlose Integration in vorhandene Systeme.

Als in Dongguan ansässiger Hersteller, Lieferant und Fabrik sind wir bestrebt, qualitativ hochwertige, anpassbare medizinische Kabel zu liefern, um die verschiedenen Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

Produktfoto:





Firmeninfo. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Sicher, Heymed bietet eine kostenlose Probe, wenn wir Bestand haben, muss eine angepasste Stichprobe berechnet werden. Wir schätzen es, dass Sie uns nach einer Probe bitten, unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

F3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf Qualitätskontrolle?

A: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professioneller Qualitätssicherungsspezialistin erhält von Anfang an große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentifizierung erhalten. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten einen OEM/ODM -Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice werden Sie für meine Produkte verwenden?

A: Unsere Vorlaufzeit beträgt ungefähr 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunde.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

A: Sicher. Wir freuen uns, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen an unserem Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Platz. Boden, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1st Street, SHEBEI Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.