

Produktname	Guangdong Factory Custom 3,5 -mm -Audio -männlicher Stecker zum Alligatorclips Physiotherapie -Draht für die Therapie
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapieinstrument
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder angepasst
Farbe	Schwarz, grau, weiß, schwarz und angepasst
Leitermaterial	Kupfer aus Dose
Paket	Individuell verpackt

### Hauptmerkmale:

- **Schnittstellenvorteil Alter:** Der 3,5 -mm -Audio -männliche Anschluss hat eine starke Vielseitigkeit und ist mit einer Vielzahl von Signalquellen kompatibel. Der [Alligator -Clips - Therapiekabel](#) Haben Sie einen festen Griff und sind einfach zu bedienen.
- **Flexible Anpassung:** Kabellänge, Farbe und Verpackung können gemäß den Kundenanforderungen angepasst werden, um den verschiedenen Beschaffungsbedarf zu decken.
- **Sicher und langlebig:** Umweltfreundliche Isoliermaterialien werden ausgewählt, um elektrische Leckungen zu verhindern, und hochwertige Kupferkerne sorgen für eine stabile Signalübertragung. Das strukturelle Design der [3,5 mm Audio männlich](#) Der Stecker wurde optimiert und die internen Kontaktpunkte bestehen aus hochleitenden Materialien. In Kombination mit Kupfer mit hoher Qualität von Kupfer - Kernkabeln kann es den Signalübertragungsverlust minimieren.

### Anwendung:

- **Familiennutzung:** Es kann leicht mit Haushaltsmassagern und kleinen Akupunktur- und Moxibustions -Geräten in Verbindung stehen, um den Bedürfnissen der täglichen Gesundheit zu erfüllen - Pflegephysiotherapie.
- **Kliniken kleiner - Größe:** Es ist mit verschiedenen Instrumenten kompatibel und seine anpassbaren Funktionen helfen Kliniken bei der Bereitstellung personalisierter Behandlungen.
- **Rehabilitationszentren:** Mit seiner stabilen Leistung kann es sich an den hohen Frequenzgebrauch in Rehabilitationszentren anpassen und die therapeutischen Wirkungen sicherstellen.









### **Zertifizierung und Konformität:**

Dieses Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualitäts- und Sicherheitsniveau im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards für Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass Produkte im Rahmen eines Soundqualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
- **FDA zugelassen:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entspricht der EU -Regulierung der EU Medical Device (MDR), um Sicherheit und Wirksamkeit für den medizinischen Gebrauch zu gewährleisten.

## **Unternehmensinformationen. Überblick**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

# FAQ

## **F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?**

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, wenn wir sie auf Lager haben. Anpassende Proben erfordern Installationsgebühren. Vielen Dank, dass Sie uns nach Proben gefragt haben, um unsere Qualität zu überprüfen.

## **F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

## **F3: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?**

Antwort: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 erhalten. USW

## **F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. das Drucken unseres eigenen Logos oder das Ändern des Designs?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

## **F5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchem Versandservice werden Sie mein Produkt versenden?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

## **F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?**

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Dongguan City, Provinz Guangdong, China