

Produktname	Guangdong Professional Custom Physiotherapy Cable 2.0 Rundrohrenden zu 2.0 Elektrodenstiften mit SR -Bleidraht ISO9001/13485Anwesend FDAAnwesend CE -zertifiziert
Anwendung	StimulationsmaschineAnwesend Physiotherapieinstrument
Länge	10 cmAnwesend 20 cmAnwesend 50 cmAnwesend 100 cm oder angepasst
Farbe	GrauAnwesend weißAnwesend schwarz und angepasst
Leitermaterial	Kupfer aus Dose
Paket	Individuell verpackt

Anwendung:

- **Krankenhäuser und Rehabilitationszentren**

Geeignet für **Zehneinheiten**Anwesend **EMS -Geräte**usw. für die postoperative Genesung, Muskelkrämpfe und chronische Schmerzbehandlung. Die Therapielinie und die Elektroden bieten eine stabile Stromübertragung für diese Geräte, wodurch Patienten die Genesung beschleunigt und Schmerzen lindern.

- **Physiotherapie und Schmerzbehandlung**

Angewendet in **Niederfrequenzelektromatherapiegeräte, gepulste Elektrotherapiegeräte**usw. zur Behandlung von Erkrankungen wie Arthritis, Ischias sowie Nacken- und Schulterschmerzen. Das Produkt sodertgt sogar für den aktuellen Fluss, verbessert die Durchblutung, lindert Schmerzen und fördert die Muskelwiederherstellung.

- **Häusliche Pflege und persönliches Wohlbefinden**

Geeignet für die Heimmutzung **Zehneinheiten** or **EMS -Muskelstimulatoren**den Benutzern eine bequeme Möglichkeit, Muskeln zu entspannen, Schmerzen zu lindern und sich von Müdigkeit zu erholen. Die Elektroden und die Therapielinie gewährleisten sich ein sicheres aktuelles Getriebe und erleichtern den Benutzern die Selbstpflege zu Hause.

- **Athlet -Genesung und Sportmedizin**

Weit verbreitet in **Elektrotherapie -Geräte für Sportrückgewinnung, elektrische Stimulatoren**usw., um den Athleten zu helfen, Muskeln zu erholen, Schmerzen und Müdigkeit nach dem Training zu reduzieren und die Muskelreparatur und -blutskreislauf zu fördern und den Wiederherstellungsprozess zu beschleunigen.

Hauptmerkmale:

- **Wirksame Behandlung:** Featured **2.0 Elektroden**effektiv förderte die Tiefgewebestimulation und die Verbesserung der Behandlungsergebnisse.
- **Professionelle Zertifizierungen:** Das Produkt ist mit ISO9001, ISO13485, FDA, CE und MDR zertifiziert, um Sicherheit und hohe Qualität weltweit zu gewährleisten.
- **Anpassungsdienst:** Unsere Werksfabrik bietet eine Anpassung anhand der kundenspezifischen Anforderungen, einschließlich Elektrodenlänge, Zubehörkombinationen und Verpackungsoptionen.
- **Hohe Haltbarkeit:** Hergestellt aus hochwertigen medizinischen Materialien, um eine hervorragende Haltbarkeit und Stabilität für den langfristigen Gebrauch zu gewährleisten.
- **Breite Anwendung:** Geeignet für verschiedene medizinische Geräte, insbesondere für die

Elektrotherapie-, Physiotherapie- und Rehabilitationsgeräte.

- **Flexible Konfiguration:** Elektroden, Rundrohrenden und Schiebereglerkomponenten kann flexibel nach unterschiedlichen Bedürfnissen kombiniert werden und personalisierte Anforderungen erfüllen.







Zertifizierung und Konformität:

Dieses Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualitäts- und Sicherheitsniveau im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards für Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass Produkte im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
- **FDA zugelassen:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entspricht der EU -Regulierung der EU Medical Device (MDR), um Sicherheit und Wirksamkeit für den medizinischen Gebrauch zu gewährleisten.

Unternehmensinformationen. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, wenn wir sie auf Lager haben. Anpassende Proben erfordern Installationsgebühren. Vielen Dank, dass Sie uns nach Proben gefragt haben, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

F3: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?

Antwort: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 erhalten. USW

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. das Drucken unseres eigenen Logos oder das Ändern des Designs?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchem Versandservice werden Sie mein Produkt versenden?

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Dongguan City, Provinz Guangdong, China