

Handelsbedingungen: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Produktionskapazität: 1.000.000 Stück pro Monat

Zahlung: T/T, Paypal, Western Union

Herkunftsort: Dongguan, China

Lieferzeit: Mustervorlaufzeit 3-7 Tage, Massenproduktion ca. 15-20 Tage

Zertifikate: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Versand: Auf dem Luftweg, auf dem Seeweg oder mit Fedex, DHL, UPS

Mindestbestellmenge: 500 Stück

Merkmale:

- Heymed 2,0 mm Buchse auf Buchse Verlängerungskabel für TENS-Geräte Kompatibel mit TENS 7000, Nicwell Care, TENS 3000
- Hochwertiges Material: Premium-Drahtleitungen aus Kupferfolie, langlebig für lange Nutzungsdauer.
- Dieses TENS-Ersatzverlängerungskabel: Zur Längenverlängerung bei Ihrem Standard [TENS-Anschlusskabel](#) ist kurz und benötigt zusätzliche Kabel zu Ihrem TENS-Gerät.
- Diese Tens-Kabelverlängerungskabel können nicht direkt an die Geräte angeschlossen werden, es handelt sich lediglich um Kabelverlängerungsteile.
- Mehr verwandt [Ersatz-Zehner-Verbindungskabel](#), Sie können uns gerne kontaktieren !

Der [Elektrodenkabel im Pin-Stil Ersatzkabel für TENS-Geräte](#)

Modellreferenz:



Verwandte Produkte:

[3-adriges magnetisches EKG-Schnappelektrodenkabel](#)

USB-Typ-C-auf-2,0-mm-Stift-Elektrodenkabel

Heymed Technology ist ein führender chinesischer Hersteller für [medizinische Kabel](#) und Zubehör, Magnetverschluss [Elektrodenkabel](#). Bei der 3,5-mm-Audiobuchse handelt es sich nicht nur um eine bestimmte Spezifikation der Magnet-Schnappkabel. Heymed bemüht sich stets um individuelle Anpassungen, die unterschiedliche Verkabelungsspezifikationen, Kabel, kundenspezifische Länge und Anzahl der Schnappelektrodenkabel bereitstellen.

Produktqualität über 12 Monate garantiert, RoHS- und Reach-konform und zertifiziert

Heymed ist bereits nach I S O 13485 Qualitätsmanagement für medizinische Geräte, I S O 9001-Registrierung für internationales Qualitätsmanagement und I S O 14001-Registrierung für Umweltmanagementsysteme zertifiziert und hat die UL-, CQC-, CE- und



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years of production experience



100+ Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen.