

Cable blanco a presión con imán para fisioterapia, doble giro de aguja de electrodo 2,0, 3,5mm, 4,0mm, L = 1,5 cm

ilustrar:

Términos comerciales: MyO Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacidad de producción: 1.000.000 piezas por mes

Método de pago: T/T, Paypal, Western Union

Lugar de origen: Dongguan, China

Tiempo de entrega: el tiempo de entrega de la muestra es de 3 a 7 días, la producción en masa es de aproximadamente 15 a 20 días

Certificado: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Envío: aéreo, marítimo o Fedex, DHL, UPS

Cantidad mínima de pedido: 500PCS

Haimed Technology Magnetic Snap Button Factory proporciona broches magnéticos de alta calidad. No es sólo un botón magnético. Haimed siempre ha sido un fabricante profesional de cables de botones magnéticos personalizados en China, con botones de electrodos de soporte, por ejemplo, [Cable de electrodo magnético a presión de ECG de 3 derivaciones con conector estéreo de 3,5 mm](#), y [Cable conector macho de ECG a conector hembra DuPont de 2,54 mm](#), and [Conector de 20 pines a cable conductor de ECG hembra de electrodo de 4,0 mm](#), y [USB A macho a cable de electrodo a presión hembra de 3,5 mm, 4,0 mm y 5,0 mm con control de fuente de alimentación conmutada](#) etc.

Calidad del producto garantizada por más de 12 meses, compatible con los estándares RoHS y Reach y certificado

Haimed ha pasado la certificación de gestión de calidad de dispositivos médicos I S O 13485, el registro de gestión de calidad internacional I S O 9 0 0 1 y el registro del sistema de gestión ambiental I S O 1 4 0 0 1, y sus productos han pasado los informes de prueba UL, CQC, CE y SGS.