

Cable adaptador universal Conector macho tipo banana de 4,0 mm a electrodos de ECG a presión hembra de 10 mm Unidad TENS Cables conductores para pruebas eléctricas para ilustrar:



La fábrica de botones a presión de electrodos de cables de prueba de tecnología Heymed proporciona alta calidad [Adaptador de cable tipo banana a broches](#) Electrodo. Esta personalizado [Cable de electrodo ECG/EKG](#) con conector hembra de 10,0 mm está diseñado para evitar otras influencias externas en el contacto metálico. Y se usa ampliamente en la industria médica, como la máquina ECG EEG EKG EMG, también fabricamos muchos artículos similares con conector DC3.5 a electrodo 4.0_o con cable conector tipo c macho y lemos, etc., a medida. Además, Heymed admite a medida diferentes colores, conectores, materiales, etc. Si tiene algún otro requisito, no dude en contactarnos.



Calidad del producto garantizada por más de 12 meses, compatible con los estándares RoHS y Reach y certificado

Heymed ha aprobado la certificación de gestión de calidad de dispositivos médicos I S O 13485, el registro de gestión de calidad internacional I S O 9 0 0 1 y el registro del sistema de gestión medioambiental I S O 1 4 0 0 1, y sus productos han pasado las pruebas UL, CQC, CE y SGS.