

parametros del producto

nombre del producto	2023 Rehabilitación portátil de nueva tecnología para un alivio eficaz del dolor
Característica	Eliminador de arrugas, Pérdida de peso, Piel
Material	CLORURO DE POLIVINILO
Color	Negro, personalizado
Equipos aplicados	Dispositivo médico
Función	Servicios médicos de salud, alivio del dolor.
Cantidad mínima de pedido	100 Uds.

Los tapones para aviación no sólo aportan una contribución significativa en la industria, sino que también tienen una amplia gama de aplicaciones en la industria de la belleza. Tales como: pulso electrónico con enchufe de aviación para instrumento de masaje del cuerpo humano, adecuado para el cuidado de la salud, el cuidado de la piel, aliviar la fatiga, etc. El instrumento tiene regulación y protección múltiple, segura y confiable. La forma de onda de trabajo de la salida de corriente de pulso del instrumento es diferente a la de los productos de fisioterapia electrónicos comunes. Esta corriente de pulso modulada especial tiene un buen efecto de dragado sin una sensación de hormigueo evidente.

Nuestros productos personalizados no se limitan solo a un campo, aceptamos diferentes materiales, diferentes conectores y otras especificaciones personalizadas, que son muy efectivas en campos médicos y otros, como [Cable de aguja de electrodo 2,0 con lemo](#) y [Conector de 20 pines al cable conductor de ECG](#) y [Placa negativa con conector Lemo metálico](#) y [Clip de oreja conductor de doble cara](#) etcétera.

Foto del producto:














Información de la compañía. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Preguntas más frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de realizar un pedido más?

R: Claro, Heymed proporciona muestras gratuitas si tenemos existencias, a las muestras personalizadas se les debe cobrar el costo de instalación. Agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con especialistas profesionales en garantía de calidad concede gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Comuníquese con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?

R: Nuestro plazo de entrega es de aproximadamente 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

R: Claro. Estaremos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ro. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.