

Términos comerciales: MANDO Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacidad de producción: 1.000.000 unidades por mes

Pago: T/T, Paypal, Western Union

Lugar de origen: Dongguan, China

Plazo de entrega: plazo de entrega de la muestra de 3 a 7 días, la producción en masa es de alrededor de 15 a 20 días

Certificados: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Envío: Por aire, por mar o Fedex, DHL, UPS

Cantidad mínima de pedido: 500 unidades.

---

Especificaciones:

Material: materiales de TPU de alta calidad y grado médico

Tipo de conector: Conectores de electrodos de clip de ECG estándar a clavija hembra de 2,0 mm

Compatibilidad: Compatible con máquinas y electrodos de clip de ECG estándar

Opciones de longitud: 0,5 m/personalizado

Color: gris médico

Optimice sus procedimientos de monitoreo de ECG con nuestro cable de electrodo con clip para ECG. Diseñado para brindar confiabilidad, versatilidad y facilidad de uso, este cable mejora la precisión y eficiencia de los registros de ECG, garantizando una atención al paciente y resultados de diagnóstico óptimos.



---

Heymed Technology es un fabricante líder de cables ECG EKG en China. Brinda servicios de cables médicos personalizados. Heymed siempre hace lo mejor para la personalización, que proporciona diferentes especificaciones de cableado, cable, longitud personalizada y número de cables de electrodos a presión.

Calidad de los productos garantizada por más de 12 meses y conformidad con RoHS y certificación

Hemed ya cuenta con la certificación I S O 13485 de gestión de calidad de dispositivos médicos, el registro I S O 9 0 0 1 para la gestión de calidad internacional y el registro I S O 1 4 0 0 1 para el sistema de gestión ambiental y los productos han pasado los informes de prueba de UL, CQC, CE y SGS.

---

## Preguntas más frecuentes

**P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de realizar un pedido más?**

R: Claro, Heymed proporciona muestras gratuitas si tenemos existencias, a las muestras personalizadas se les debe cobrar el costo de instalación. Agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

**P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?**

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

**P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?**

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con especialistas profesionales en garantía de calidad concede gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

**P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logo o modificar el diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Comuníquese con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

**P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?**

R: Nuestro plazo de entrega es de aproximadamente 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

**P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

R: Claro. Estaremos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo.