

Nombre del producto	Conector macho de audio en ángulo recto de 2,5 mm a clip para oreja con electrodo dos en uno de Guangdong, personalización profesional ISO9001/13485, FDA, certificación CE
solicitud	Máquina de estimulación, instrumento de fisioterapia.
longitud	10cm, 20cm, 50cm, 100cm o personalizado
color	Gris, blanco, negro y personalizado
Material conductor	Cobre estañado
Paquete	Empaquetado individualmente

solicitud:

- **Departamento de Fisioterapia Hospitalaria:** Se utiliza en varios dispositivos de fisioterapia de frecuencia media y baja para ayudar en el tratamiento de neuralgia, distensiones musculares y otras enfermedades.
- **centro de rehabilitación:** Se utiliza junto con equipos de rehabilitación para estimular los puntos auditivos de los pacientes y promover la recuperación.
- **atención médica domiciliaria:** Se puede conectar a equipos de fisioterapia en el hogar, los usuarios pueden realizar masajes para la salud del oído en casa para aliviar la fatiga.

Características principales:

- **Diseño exclusivo de divisor en forma de Y:** La interfaz de codo de audio 2,5 está firmemente conectada y no es fácil de aflojar. El diseño de clip para la oreja dos en uno puede realizar fisioterapia en ambos oídos al mismo tiempo para mejorar la eficiencia.
- **Servicios personalizados:** La fábrica profesional de Guangdong tiene una gran solidez y puede personalizar los productos según los requisitos del cliente, como longitud, color, embalaje, etc.
- **Certificación profesional:** con ISO9001, ISO13485, FDA, CE (MDR 2017/745) y otras certificaciones, la calidad cumple con los estándares internacionales y es segura y confiable. **Material de alta calidad:** el cable está hecho de material de PVC, que es suave, duradero, antienvejecimiento, resistente a la corrosión y adaptable a diversos entornos de uso.








Certificación y Cumplimiento:

Este cable cumple con estrictos estándares para garantizar los más altos niveles de calidad y seguridad en el campo médico:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales para los sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos.
- **Norma ISO 9001:** Garantizar que los productos se fabriquen bajo un sólido sistema de gestión de calidad.
- **Aprobado por la FDA:** El producto está registrado ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. y cumple con sus estándares de dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumple con el Reglamento de dispositivos médicos (MDR) de la UE para garantizar la seguridad y eficacia para uso médico.

Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas si las tenemos en stock; las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con expertos profesionales en control de calidad concede gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha obtenido la certificación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. ETC

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Proporcionamos servicios de OEM/ODM. Comuníquese con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para enviar mi producto?

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como clientes.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en el tercero. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China